



OTOLOGIE

OTOLOGY





1.9

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickwinkel Viewing angle	Nutzlänge Working length
-----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------

LA-004-001	4725	1.9mm	0°	69mm
LA-004-002	4726	1.9mm	30°	69mm
LA-005-001	4727	1.9mm	0°	102mm
LA-005-002	4728	1.9mm	30°	102mm

2.4

LA-006-001	4729	2.4mm	0°	110mm
LA-006-002	4730	2.4mm	30°	110mm
LA-007-001	4731	2.4mm	0°	123mm
LA-007-002	4732	2.4mm	30°	123mm

2.7

LA-000-001	4695	2.7mm	0°	41mm
LA-000-002	4696	2.7mm	30°	41mm
LA-003-001	4722	2.7mm	0°	110mm
LA-003-002	4723	2.7mm	30°	110mm
LA-003-003	4724	2.7mm	70°	110mm

3.0

LA-001-001		2.7mm	0°	175mm
LA-001-002		2.7mm	30°	175mm
LA-001-003		2.7mm	70°	175mm
LA-001-004		2.7mm	0°	187.5mm
LA-001-005		2.7mm	30°	187.5mm
LA-001-006		2.7mm	70°	187.5mm
LA-000-005	4699	3.0mm	0°	41mm



4.0

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickwinkel Viewing angle	Nutzlänge Working length
LA-000-003 4697	4.0mm	0°	50mm
LA-000-004 4698	4.0mm	30°	50mm
LA-002-005 4710	4.0mm	0°	110mm
LA-002-006 4711	4.0mm	30°	110mm
LA-002-008 4713	4.0mm	45°	110mm
LA-002-007 4712	4.0mm	70°	110mm
LA-002-009 4714	4.0mm	0°	142mm
LA-002-010 4715	4.0mm	30°	142mm
LA-002-012 4717	4.0mm	45°	142mm
LA-002-011 4716	4.0mm	70°	142mm
LA-002-001 4706	4.0mm	0°	175mm
LA-002-002 4707	4.0mm	30°	175mm
LA-002-004 4709	4.0mm	45°	175mm
LA-002-003 4708	4.0mm	70°	175mm
LA-002-013 4718	4.0mm	0°	187.5mm
LA-002-014 4719	4.0mm	30°	187.5mm
LA-002-016 4721	4.0mm	45°	187.5mm
LA-002-015 4720	4.0mm	70°	187.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter
LF-001-001 5946	4.0mm außen (Fig. 1) / outer (fig. 1)
LF-001-002 5947	5.0mm außen (Fig. 2) / outer (fig. 2)
LF-001-003 5948	5.6mm außen / outer
LF-001-004 5949	6.0mm außen (Fig. 3) / outer (fig. 3)
LF-001-005 5950	6.6mm außen / outer
LF-001-006 5951	7.0mm außen (Fig. 4) / outer (fig. 4)
LF-001-007	7.5mm außen / outer
LF-001-008 5952	8.0mm außen (Fig. 5) / outer (fig. 5)
LF-001-009 5953	8.5mm außen (Fig. 6) / outer (fig. 6)
LF-001-010 5954	10.0mm außen (Fig. 7) / outer (fig. 7)
LF-001-011 5955	3.8 x 4.8mm (Fig. 1) / (fig. 1)
LF-001-012 5956	4.8 x 5.8mm (Fig. 2) / (fig. 2)
LF-001-013 5957	5.3 x 6.3mm (Fig. 3) / (fig. 3)
LF-001-014 5958	5.8 x 6.8mm (Fig. 4) / (fig. 4)
LF-001-015 5959	6.3 x 7.3mm (Fig. 5) / (fig. 5)
LF-001-016 5960	6.8 x 7.8mm (Fig. 6) / (fig. 6)
LF-001-017 5961	7.3 x 8.3mm (Fig. 7) / (fig. 7)
LF-001-018 5962	7.8 x 8.8mm (Fig. 8) / (fig. 8)
LF-001-019 5963	8.3 x 9.3mm (Fig. 9) / (fig. 9)
LF-001-020 5964	3.8 x 4.8mm (Fig. 1) / (fig. 1)
LF-001-021 5965	4.8 x 5.8mm (Fig. 2) / (fig. 2)
LF-001-022 5966	5.3 x 6.3mm (Fig. 3) / (fig. 3)
LF-001-023 5967	5.8 x 6.8mm (Fig. 4) / (fig. 4)
LF-001-024 5968	6.3 x 7.3mm (Fig. 5) / (fig. 5)
LF-001-025 5969	6.8 x 7.8mm (Fig. 6) / (fig. 6)
LF-001-026 5970	7.3 x 8.3mm (Fig. 7) / (fig. 7)
LF-001-027 5971	7.8 x 8.8mm (Fig. 8) / (fig. 8)
LF-001-028 5972	8.3 x 9.3mm (Fig. 9) / (fig. 9)
LF-001-030 5973	3.8 x 4.8mm (Fig. 1) / (fig. 1)
LF-001-031 5974	4.8 x 5.8mm (Fig. 2) / (fig. 2)
LF-001-032 5975	5.3 x 6.3mm (Fig. 3) / (fig. 3)
LF-001-033 5976	5.8 x 6.8mm (Fig. 4) / (fig. 4)
LF-001-034 5977	6.3 x 7.3mm (Fig. 5) / (fig. 5)
LF-001-035 5978	6.8 x 7.8mm (Fig. 6) / (fig. 6)
LF-001-036 5979	7.3 x 8.3mm (Fig. 7) / (fig. 7)
LF-001-037 5980	7.8 x 8.8mm (Fig. 8) / (fig. 8)
LF-001-038 5981	8.3 x 9.3mm (Fig. 9) / (fig. 9)

Bezeichnung
Description

FARRIOR Ohrtrichter **rund**
FARRIOR ear speculum **round**



FARRIOR Ohrtrichter **oval**
FARRIOR ear speculum **oval**



FARRIOR Ohrtrichter **oval, 20°** abgeschrägt
FARRIOR ear speculum **oval, 20°** oblique



FARRIOR Ohrtrichter **oval, 35°** abgeschrägt
FARRIOR ear speculum **oval, 35°** oblique




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter
LF-001-050 5982	3.0mm außen (Fig. 0) / outer (fig. 0)
LF-001-051 5983	4.0mm außen (Fig. 1) / outer (fig. 1)
LF-001-052 5984	5.0mm außen (Fig. 2) / outer (fig. 2)
LF-001-053 5985	6.0mm außen (Fig. 3) / outer (fig. 3)
LF-001-054 5986	7.5mm außen (Fig. 4) / outer (fig. 4)
LF-001-056 5987	3.0mm innen (Fig. 1) / inner (fig. 1)
LF-001-057 5988	4.0mm innen (Fig. 2) / inner (fig. 2)
LF-001-058 5989	5.0mm innen (Fig. 3) / inner (fig. 3)
LF-001-059 5990	7.0mm innen (Fig. 4) / inner (fig. 4)

Bezeichnung
Description

HARTMANN Ohrtrichter
HARTMANN ear speculum

HARTMANN Ohrtrichter **rund, schwarz mattiert**
HARTMANN ear speculum **round, black finish**



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Bezeichnung Description
LF-001-060	2.0mm innen (Fig. 1) / inner (fig. 1)	POLITZER Ohrtrichter für Kinder POLITZER ear speculum for children
LF-001-061	3.0mm innen (Fig. 2) / inner (fig. 2)	
LF-001-062	4.0mm innen (Fig. 3) / inner (fig. 3)	
LF-001-063	5.0mm innen (Fig. 4) / inner (fig. 4)	



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Bezeichnung Description
LF-001-065	4.0mm außen (Fig. 1) / outer (fig. 1)	TOYNBEE Ohrtrichter TOYNBEE ear speculum
LF-001-066	5.0mm außen (Fig. 2) / outer (fig. 2)	
LF-001-067 5991	6.0mm außen (Fig. 3) / outer (fig. 3)	
LF-001-068 5992	7.5mm außen (Fig. 4) / outer (fig. 4)	



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Bezeichnung Description
LF-001-070	5.5 x 6.5mm außen (Fig. 1) / outer (fig. 1)	ZÖLLNER Ohrtrichter oval ZÖLLNER ear speculum oval
LF-001-071	6.5 x 7.5mm außen (Fig. 2) / outer (fig. 2)	
LF-001-072	7.5 x 8.5mm außen (Fig. 3) / outer (fig. 3)	
LF-001-073	8.5 x 9.5mm außen (Fig. 4) / outer (fig. 4)	
LF-001-074	9.5 x 10.5mm außen (Fig. 5) / outer (fig. 5)	
LF-001-075	10.5 x 11.5mm außen (Fig. 6) / outer (fig. 6)	



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Bezeichnung Description
LF-001-080 5993	3.8 x 4.8mm außen (Fig. 1) / outer (fig. 1)	GRUBER Ohrtrichter oval GRUBER ear speculum oval
LF-001-081 5994	4.8 x 5.8mm außen (Fig. 2) / outer (fig. 2)	
LF-001-082 5995	6.0 x 7.2mm außen (Fig. 3) / outer (fig. 3)	
LF-001-083 5996	7.0 x 8.2mm außen (Fig. 4) / outer (fig. 4)	



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Bezeichnung Description
LF-001-085 5997	4.5mm außen (Fig. 1) / outer (fig. 1)	BOUCHERON Ohrtrichter BOUCHERON ear speculum
LF-001-086 5998	5.5mm außen (Fig. 2) / outer (fig. 2)	
LF-001-087 5999	6.5mm außen (Fig. 3) / outer (fig. 3)	
LF-001-088 6000	7.5mm außen (Fig. 4) / outer (fig. 4)	



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter
LF-001-090	4.0mm außen (Fig. 00) / outer (fig. 00)
LF-001-091	4.8mm außen (Fig. 0) / outer (fig. 0)
LF-001-092	6.0mm außen (Fig. 1) / outer (fig. 1)
LF-001-093	7.0mm außen (Fig. 2) / outer (fig. 2)
LF-001-094	8.5mm außen (Fig. 3) / outer (fig. 3)
LF-001-095	10.5mm außen (Fig. 4) / outer (fig. 4)

**Bezeichnung
Description**

BRÜNNINGS Ohrtrichter
BRÜNNINGS ear speculum



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter
LF-001-100	5.0mm außen / outer
LF-001-101	6.0mm außen / outer
LF-001-102	6.0mm außen / outer

**Bezeichnung
Description**

HOLMGREN Endaural Spekulum,
selbsthaltend, schwarz eloxiert
HOLMGREN endaural speculum,
self adjusting, black finishing




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter
LF-001-105	3.0mm außen / outer
LF-001-106	4.0mm außen / outer
LF-001-107	5.0mm außen / outer
LF-001-108	7.0mm außen / outer

**Bezeichnung
Description**

RICHNAU-HOLMGREN Ohrspekulum
RICHNAU-HOLMGREN ear speculum





	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
6039	LG-001-001	HARTMANN Stimmungsgabel, C 128 HARTMANN tuning fork, C 128
6040	LG-001-002	HARTMANN Stimmungsgabel, C 256 HARTMANN tuning fork, C 256
6041	LG-001-003	HARTMANN Stimmungsgabel, C 512 HARTMANN tuning fork, C 512
6042	LG-001-004	HARTMANN Stimmungsgabel, C 1024 HARTMANN tuning fork, C 1024
6943	LG-001-005	HARTMANN Stimmungsgabel, C 2048 HARTMANN tuning fork, C 2048
6044	LG-001-006	HARTMANN Stimmungsgabel, C 4096 HARTMANN tuning fork, C 4096
	LG-001-007	HARTMANN Stimmungsgabel Set, 5 Stück, LG-001-001 bis LG-001-005, im Etui HARTMANN tuning fork set, 5 pcs., LG-001-001 to LG-001-005, in case
	LG-001-008	HARTMANN Stimmungsgabel Set, 8 Stück, LG-001-009, LG-001-001 bis LG-001-006, im Etui HARTMANN tuning fork set, 8 pcs., LG-001-009, LG-001-001 to LG-001-006, in case
	LG-001-009	French Stimmungsgabel, C 1 32 French tuning fork, C 1 32
	LG-001-010	HARTMANN Stimmungsgabel, mit Dämpfer, C 64 HARTMANN tuning fork, with clamps, C 64
	LG-001-011	HARTMANN Stimmungsgabel, mit Dämpfer, C 128 HARTMANN tuning fork, with clamps, C 128
6045	LG-001-012	HARTMANN Stimmungsgabel, mit Dämpfer, C 256 HARTMANN tuning fork, with clamps, C 256
	LG-001-013	French Stimmungsgabel, C 1 16 French tuning fork, C 1 16



LG-001-015



LG-001-017



LG-001-025
bis / to
LG-001-027



LG-001-020
bis / to
LG-001-023



LG-001-016



LG-001-028

Bestell-Nr.
Ordering no.

LG-001-015

LG-001-016

LG-001-017

LG-001-020

LG-001-021

LG-001-022

LG-001-023

LG-001-025

LG-001-026

LG-001-027

LG-001-028

Bezeichnung
Description

RYDEL SEIFFER Stimmgabel, Dämpfer abnehmbar, C 64 / C 128
RYDEL SEIFFER tuning fork, with clamps, detachable C 64 / C 128

Stimmgabel, mit Fuß, a1 = 440 Hz
Tuning fork, with foot, a1 = 440H

KÖNIG Stimmgabel mit Fuss, verstellbar bis g
KÖNIG tuning fork, movable up to g

Stimmgabel Aluminium, C 512
Tuning fork aluminium, C 512

Stimmgabel Aluminium, C 1024
Tuning fork aluminium, C 1024

Stimmgabel Aluminium, C 2048
Tuning fork aluminium, C 2048

Stimmgabel Aluminium, C 4096
Tuning fork aluminium, C 4096

Stimmgabel Aluminium, mit Dämpfer, C 64
Tuning fork aluminium, with clamps, C 64

Stimmgabel Aluminium, mit Dämpfer, C 128
Tuning fork aluminium, with clamps, C 128

Stimmgabel Aluminium, mit Dämpfer, C 256
Tuning fork aluminium, with clamps, C 256

Stimmgabel Aluminium Set, 5 Stück, LG-001-020 bis LG-001-022, LG-001-026, LG-001-027, im Etui
Tuning fork aluminium set, 5 pcs., LG-001-020 to LG-001-022, LG-001-026, LG-001-027, in case



LG-002-001
bis / to
LG-002-006



LG-002-011



LG-003-001



LG-003-002



LG-003-003



LG-003-004

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

**Bezeichnung
Description**

LG-002-001	LUCAE Stimmgabel, C 128 LUCAE tuning fork, C 128
LG-002-002	LUCAE Stimmgabel, C 256 LUCAE tuning fork, C 256
LG-002-003	LUCAE Stimmgabel, C 512 LUCAE tuning fork, C 512
LG-002-004	LUCAE Stimmgabel, C 1024 LUCAE tuning fork, C 1024
LG-002-005	LUCAE Stimmgabel, C 2048 LUCAE tuning fork, C 2048
LG-002-006	LUCAE Stimmgabel, C 4096 LUCAE tuning fork, C 4096
LG-002-011	LUCAE Stimmgabel, C 128, verschiebbar LUCAE tuning fork, C 128, variable
LG-003-001	BARANY Lärmtrommel mit Olive BARANY noise box with olive
LG-003-002	Olive für LG-003-001 Olive for LG-003-001
LG-003-003	BARANY Lärmtrommel mit Gummikissen BARANY noise box with rubber pad
LG-003-004	Gummikissen für LG-003-003 Rubber pad for LG-003-003

6049

6050



**LA-100-001 /
LA-100-011**



LA-100-004

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
4774	LA-100-001	FRENZEL Nystagmus Brille, 1.5m Zuleitung, Bananenstecker, Clip-Kopfband <i>FRENZEL nystagmus spectacle, 1.5m cord, banana plug, clip headband</i>
4775	LA-100-002	FRENZEL Nystagmus Brille, Batteriegriff, Lichtstärke regulierbar (ohne Abbildung) <i>FRENZEL nystagmus spectacle, battery handle, illumination adjustable (without illustration)</i>
4776	LA-100-003	FRENZEL Nystagmus Brille, regelbarer Batteriegriff, Kabel und Clip-Kopfband (ohne Abbildung) <i>FRENZEL nystagmus spectacle, battery handle, cable, clip headband (without illustration)</i>
4777	LA-100-004	FRENZEL Nystagmus Brille, feste Gläsern und Batteriegriff <i>FRENZEL nystagmus spectacle, fixed glasses and battery handle</i>
	LA-100-005	Batteriegriff allein (ohne Abbildung) <i>Battery handle only (without illustration)</i>
	LA-100-006	Kabel Bajonettstecker (ohne Abbildung) <i>Cable bayonett plug (without illustration)</i>
	LA-100-007	Kabel Bananenstecker (ohne Abbildung) <i>Cable banana plug (without illustration)</i>
	LA-100-008	Clip-Kopfband (ohne Abbildung) <i>Clip headband (without illustration)</i>
4778	LA-100-009	Ersatzlampe (ohne Abbildung) <i>Spare bulb (without illustration)</i>
4779	LA-100-011	BLESSING Nystagmus Brille, weiss, 1.5m Zuleitung, Bananenstecker, Clip-Kopfband <i>BLESSING nystagmus spectacle, white, 1.5m cord, banana plug, clip headband</i>
4780	LA-100-012	BLESSING Nystagmus Brille, weiss, Batteriegriff, Lichtstärke regulierbar (ohne Abbildung) <i>BLESSING nystagmus spectacle, white, battery handle, illumination adjustable (without illustration)</i>
	LA-100-013	BLESSING Nystagmus Brille, weiss, regelbarer Batteriegriff, Kabel und Clip-Kopfband (ohne Abbildung) <i>BLESSING nystagmus spectacle, white, battery handle, cable, clip headband (without illustration)</i>



LH-001-277



LH-001-278



LH-001-269



LH-001-275



LH-001-276



LH-001-270
bis / to
LH-001-274



LJ-003-013



LJ-003-014



LJ-003-015



LJ-003-016




LJ-003-017



LJ-003-018

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
	LH-001-269	Gummiballon für HARTMANN Tubenkatheter, 2.5 Unzen Rubber balloon for HARTMANN tube catheter, 2.5 ounces
6241	LH-001-270	HARTMANN Tubenkatheter, Luer-Lock, Fig. 1 HARTMANN tube catheter, luer-lock, fig. 1
6242	LH-001-271	HARTMANN Tubenkatheter, Luer-Lock, Fig. 2 HARTMANN tube catheter, luer-lock, fig. 2
6243	LH-001-272	HARTMANN Tubenkatheter, Luer-Lock, Fig. 3 HARTMANN tube catheter, luer-lock, fig. 3
6244	LH-001-273	HARTMANN Tubenkatheter, Luer-Lock, Fig. 4 HARTMANN tube catheter, luer-lock, fig. 4
6245	LH-001-274	HARTMANN Tubenkatheter, Luer-Lock, Fig. 5 HARTMANN tube catheter, luer-lock, fig. 5
6246	LH-001-275	Metallolive für Tubenkatheter Metal olive for tube catheter
	LH-001-276	WILLIAMS Tubenkatheter, 12cm, Ø 2mm, flexibel, Luer-Lock WILLIAMS tube catheter, 12cm, Ø 2mm, flexible, luer-lock
	LH-001-277	JANSEN Hörschlauch, 1 schwarze und 6 verchromte Oliven (3 versch. Größen), inkl. Ständer JANSEN diagnostic tube, 1 black and 6 chrome plated olives (3 diff. sizes), incl. rack
	LH-001-278	LUCAE Hörschlauch, 1 schwarze und 1 weiße Olive LUCAE diagnostic tube, 1 black and 1 white olive
	LJ-003-011	POLITZER Aseptic, komplett mit 3 Nasen- und 1 Ohrolive, in Kunststoffbox POLITZER Aseptic, complete with 3 nasal and 1 ear tip, in plastic box
	LJ-003-012	POLITZER Aseptic, komplett mit 3 Nasen- und 1 Ohrolive POLITZER Aseptic, complete with 3 nasal and 1 ear tip
	LJ-003-013	POLITZER Gummiballon POLITZER rubber balloon
	LJ-003-014	Einsteckkonus für POLITZER Gummiballon Connecting nozzle for POLITZER rubber balloon
	LJ-003-015	Ohrolive, Ø 4mm Ear olive, Ø 4mm
	LJ-003-016	Nasenolive, Ø 15mm Nose olive, Ø 15mm
	LJ-003-017	Nasenolive, Ø 17mm Nose olive, Ø 17mm
	LJ-003-018	Nasenolive, Ø 22mm Nose olive, Ø 22mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

LD-005-005	Watteträger, gerieft, Ø 1.2mm, 12cm Cotton applicator, serrated, Ø 1.2mm, 12cm
LD-005-006	Watteträger, gerieft, Ø 1.2mm, 14cm Cotton applicator, serrated, Ø 1.2mm, 14cm
LD-005-007	Watteträger, gerieft, Ø 1.2mm, 16cm Cotton applicator, serrated, Ø 1.2mm, 16cm
LD-005-008	Watteträger, dreikant, Ø 1.2mm, 12cm Cotton applicator, triangular, Ø 1.2mm, 12cm
LD-005-009	Watteträger, dreikant, Ø 1.2mm, 14cm Cotton applicator, triangular, Ø 1.2mm, 14cm
LD-005-010	Watteträger, dreikant, Ø 1.2mm, 16cm Cotton applicator, triangular, Ø 1.2mm, 16cm
LD-005-011	FARREL Watteträger, spiralförmig, Ø 1.0mm, 12cm FARREL cotton applicator, twisted end, Ø 1.0mm, 12cm
LD-005-012	FARREL Watteträger, spiralförmig, Ø 1.0mm, 14cm FARREL cotton applicator, twisted end, Ø 1.0mm, 14cm
LD-005-013	FARREL Watteträger, spiralförmig, Ø 1.0mm, 16cm FARREL cotton applicator, twisted end, Ø 1.0mm, 16cm
LD-005-014	FARREL Watteträger, dreikant gerieft, Ø 1.0mm, 12cm FARREL cotton applicator, triangular serrated, Ø 1.0mm, 12cm
LD-005-015	FARREL Watteträger, dreikant gerieft, Ø 1.0mm, 14cm FARREL cotton applicator, triangular serrated, Ø 1.0mm, 14cm
LD-005-016	FARREL Watteträger, dreikant gerieft, Ø 1.0mm, 16cm FARREL cotton applicator, triangular serrated, Ø 1.0mm, 16cm
LD-005-017 5826	JOBSON-HORNE Watteträger und Kürette, 18cm JOBSON-HORNE cotton applicator and curette, 18cm
LD-005-018	Watteträger, gerieft, Ø 1.5mm, 18cm Cotton applicator, serrated, Ø 1.5mm, 18cm
LD-005-019	FARREL Watteträger, dreikant gerieft, Ø 1.2mm, 18cm FARREL cotton applicator, triangular serrated, Ø 1.2mm, 18cm
LD-005-020	FEIN Watteträger, 28cm (ohne Abbildung) FEIN cotton applicator, 28cm (without illustration)
LD-005-022	ATTIKUS Watteträger, Gewinde, Ø 0.7mm, 11cm ATTIKUS cotton applicator, threaded, Ø 0.7mm, 11cm
LD-005-023	ATTIKUS Watteträger, Gewinde, Ø 0.7mm, 15cm ATTIKUS cotton applicator, threaded, Ø 0.7mm, 15cm



LD-007-001



LD-007-002




LD-007-004



LD-007-003



LD-005-001 /
 LD-005-002



LD-005-003

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5824	LD-005-001	STACKE Ohrsonde, neusilber, 11cm STACKE ear probe, silver plated, 11cm
5825	LD-005-002	STACKE Ohrsonde, silber, 11cm STACKE ear probe, silver, 11cm
	LD-005-003	STACKE-FRENZEL Ohrsonde, abgewinkelt, silber, 9cm STACKE-FRENZEL ear probe, angled, silver, 9cm
	LD-007-001	MOLDENHAUER Ohrhebel, 16cm MOLDENHAUER ear spatula, 16cm
5844	LD-007-002	ZAUFAL Ohrhebel, 16cm ZAUFAL ear spatula, 16cm
	LD-007-003	QUIRE Ohrhebel, 9cm QUIRE foreign body lever, 9cm
	LD-007-004	BLOCH Ohrstopfer, 16cm BLOCH ear pusher, 16cm



LD-003-051



**LD-003-060 /
LD-003-061**



**LD-003-022
bis / to
LD-003-026**



**LD-003-052
bis / to
LD-003-054**



LD-003-059




LD-003-069

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

**Bezeichnung
Description**

5715	LD-003-022	WAGENER Ohrhäkchen, fein, Fig. 1, 14cm WAGENER ear hook, fine, fig. 1, 14cm
5716	LD-003-023	WAGENER Ohrhäkchen, fein-mittel, Fig. 2, 14cm WAGENER ear hook, fine-medium, fig. 2, 14cm
5717	LD-003-024	WAGENER Ohrhäkchen, mittel, Fig. 3, 14cm WAGENER ear hook, medium, fig. 3, 14cm
5718	LD-003-025	WAGENER Ohrhäkchen, mittel-stark, Fig. 4, 14cm WAGENER ear hook, medium-strong, fig. 4, 14cm
	LD-003-026	WAGENER Ohrhäkchen, stark, Fig. 5, 14cm WAGENER ear hook, strong, fig. 5, 14cm
5737	LD-003-051	JOSEPH Hähchen, einzahnig, 16cm JOSEPH hook, single tooth, 16cm
5738	LD-003-052	LUCAE Hähchen, fein, Fig. 1, 14cm LUCAE hook, fine, fig. 1, 14cm
5739	LD-003-053	LUCAE Hähchen, mittel, Fig. 2, 14cm LUCAE hook, medium, fig. 2, 14cm
	LD-003-054	LUCAE Hähchen, stark, Fig. 3, 14cm LUCAE hook, strong, fig. 3, 14cm
5740	LD-003-059	GROSS Ohrhäkchen und Löffel, 13cm GROSS ear hook and spoon, 13cm
5741	LD-003-060	DAY Ohrhäkchen, fein, Fig. 1, 15cm DAY ear hook, fine, fig. 1, 15cm
5742	LD-003-061	DAY Ohrhäkchen, mittel, Fig. 2, 15cm DAY ear hook, medium, fig. 2, 15cm
	LD-003-069	FRAZIER Hähchen, 1-zahnig, stumpf, 13cm FRAZIER hook, 1 prong, blunt, 13cm



	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5542	LD-001-170	YANKAUER Ohrhäkchen, 15cm YANKAUER ear hook, 15cm
5543	LD-001-171	HARTMANN Ohrhäkchen, 16cm HARTMANN ear hook, 16cm
5544	LD-001-172	ALLPORT Ohrhäkchen, 16cm ALLPORT ear hook, 16cm
5560	LD-001-188	JACOBSEN Ohrhäkchen, 14cm JACOBSEN ear hook, 14cm
5569	LD-001-197	PLESTER Häkchen, retrograd, 2mm, 15.5cm (ohne Abbildung) PLESTER hook, retrograde, 2mm, 15.5cm (without illustration)
5571	LD-001-199	Häkchen, einzahnig, 110°, 14cm (ohne Abbildung) Hook, single prong, 110°, 14cm (without illustration)
	LD-001-199-1	Häkchen, einzahnig, 180°, 14cm (ohne Abbildung) Hook, single prong, 180°, 14cm (without illustration)
5720	LD-003-028	ROSEN Ohrhäkchen, retrograd schneidend, 16cm ROSEN ear hook, retrograd cutting, 16cm
5733	LD-003-047	FISCH Fußplattenhäkchen, 0.2mm, 16cm FISCH foot plate hook, 0.2mm, 16cm
5734	LD-003-048	PLESTER Fußplattenhäkchen, 0.6mm, 16cm PLESTER foot plate hook, 0.6mm, 16cm
5735	LD-003-049	PLESTER Fußplattenhäkchen, 0.4mm, 16cm PLESTER foot plate hook, 0.4mm, 16cm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LD-003-014 5708	SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 0.4mm SHAMBAUGH hook, 90° angled, 0.4mm
LD-003-015 5709	SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 0.5mm SHAMBAUGH hook, 90° angled, 0.5mm
LD-003-017 5711	SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 0.2mm SHAMBAUGH hook, 90° angled, 0.2mm
LD-003-018 5712	SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 0.6mm SHAMBAUGH hook, 90° angled, 0.6mm
LD-003-029 5721	SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 1.0mm SHAMBAUGH hook, 90° angled, 1.0mm
LD-003-083 5754	SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 0.8mm SHAMBAUGH hook, 90° angled, 0.8mm
LD-003-084 5755	SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 1.2mm SHAMBAUGH hook, 90° angled, 1.2mm
LD-003-085 5756	SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 1.5mm SHAMBAUGH hook, 90° angled, 1.5mm
LD-003-086 5757	SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 2.0mm SHAMBAUGH hook, 90° angled, 2.0mm
LD-003-087 5758	SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 2.5mm SHAMBAUGH hook, 90° angled, 2.5mm
LD-003-037 5728	SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 0.3mm SHAMBAUGH hook, 45° angled, 0.3mm
LD-003-038	SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 0.4mm SHAMBAUGH hook, 45° angled, 0.4mm
LD-003-039 5729	SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 0.5mm SHAMBAUGH hook, 45° angled, 0.5mm
LD-003-040 5730	SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 0.6mm SHAMBAUGH hook, 45° angled, 0.6mm
LD-003-041	SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 0.8mm SHAMBAUGH hook, 45° angled, 0.8mm
LD-003-042 5731	SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 1.0mm SHAMBAUGH hook, 45° angled, 1.0mm
LD-003-043	SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 1.2mm SHAMBAUGH hook, 45° angled, 1.2mm
LD-003-044	SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 1.5mm SHAMBAUGH hook, 45° angled, 1.5mm
LD-003-045 5732	SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 2.0mm SHAMBAUGH hook, 45° angled, 2.0mm
LD-003-046	SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 2.5mm SHAMBAUGH hook, 45° angled, 2.5mm
LD-003-089 5759	SHAMBAUGH Häkchen, 25° abgewinkelt, 0.3mm SHAMBAUGH hook, 25° angled, 0.3mm
LD-003-090 5760	SHAMBAUGH Häkchen, 25° abgewinkelt, 0.6mm SHAMBAUGH hook, 25° angled, 0.6mm
LD-003-091 5761	SHAMBAUGH Häkchen, 25° abgewinkelt, 1.0mm SHAMBAUGH hook, 25° angled, 1.0mm
LD-003-092 5762	SHAMBAUGH Häkchen, retrograd, 0.5mm SHAMBAUGH hook, retrograd, 0.5mm
LD-003-093	SHAMBAUGH Häkchen, retrograd, 1.0mm SHAMBAUGH hook, retrograd, 1.0mm



LD-003-014
bis / to
LD-003-093

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
	LD-003-400	Mikro Häkchen, kniegebogen, 90° abgewinkelt nach hinten, 0.3mm <i>Micro hook, bended, 90° angled backward, 0.3mm</i>	
	LD-003-401	Mikro Häkchen, kniegebogen, 90° abgewinkelt nach hinten, 0.6mm <i>Micro hook, bended, 90° angled backward, 0.6mm</i>	
	LD-003-402	Mikro Häkchen, kniegebogen, 90° abgewinkelt nach hinten, 1.0mm <i>Micro hook, bended, 90° angled backward, 1.0mm</i>	
5808	LD-003-403	Mikro Häkchen, kniegebogen, 90° abgewinkelt nach vorne, 0.3mm <i>Micro hook, bended, 90° angled forward, 0.3mm</i>	
	LD-003-404	Mikro Häkchen, kniegebogen, 90° abgewinkelt nach vorne, 0.6mm <i>Micro hook, bended, 90° angled forward, 0.6mm</i>	
	LD-003-405	Mikro Häkchen, kniegebogen, 90° abgewinkelt nach vorne, 1.0mm <i>Micro hook, bended, 90° angled forward, 1.0mm</i>	
5809	LD-003-406	Mikro Häkchen, kniegebogen, abgewinkelt retrograd nach hinten, 0.5mm <i>Micro hook, bended, angled retrograde backward, 0.5mm</i>	
	LD-003-407	Mikro Häkchen, kniegebogen, abgewinkelt retrograd nach hinten, 1.0mm <i>Micro hook, bended, angled retrograde backward, 1.0mm</i>	
5810	LD-003-408	Mikro Häkchen, kniegebogen, abgewinkelt retrograd nach vorne, 0.5mm <i>Micro hook, bended, angled retrograde forward, 0.5mm</i>	
	LD-003-409	Mikro Häkchen, kniegebogen, abgewinkelt retrograd nach vorne, 1.0mm <i>Micro hook, bended, angled retrograde forward, 1.0mm</i>	
	LD-003-410	Mikro Häkchen, kniegebogen, 25° abgewinkelt nach hinten, 0.3mm <i>Micro hook, bended, 25° angled backward, 0.3mm</i>	
5811	LD-003-411	Mikro Häkchen, kniegebogen, 25° abgewinkelt nach hinten, 0.6mm <i>Micro hook, bended, 25° angled backward, 0.6mm</i>	
5812	LD-003-412	Mikro Häkchen, kniegebogen, 25° abgewinkelt nach hinten, 1.0mm <i>Micro hook, bended, 25° angled backward, 1.0mm</i>	
	LD-003-413	Mikro Häkchen, kniegebogen, 25° abgewinkelt nach vorne, 0.3mm <i>Micro hook, bended, 25° angled forward, 0.3mm</i>	
	LD-003-414	Mikro Häkchen, kniegebogen, 25° abgewinkelt nach vorne, 0.6mm <i>Micro hook, bended, 25° angled forward, 0.6mm</i>	
	LD-003-415	Mikro Häkchen, kniegebogen, 25° abgewinkelt nach vorne, 1.0mm <i>Micro hook, bended, 25° angled forward, 1.0mm</i>	
	LD-003-416	Mikro Häkchen, kniegebogen, 45° abgewinkelt nach hinten, 0.3mm <i>Micro hook, bended, 45° angled backward, 0.3mm</i>	
	LD-003-417	Mikro Häkchen, kniegebogen, 45° abgewinkelt nach hinten, 0.6mm <i>Micro hook, bended, 45° angled backward, 0.6mm</i>	
	LD-003-418	Mikro Häkchen, kniegebogen, 45° abgewinkelt nach hinten, 1.0mm <i>Micro hook, bended, 45° angled backward, 1.0mm</i>	
	LD-003-416	Mikro Häkchen, kniegebogen, 45° abgewinkelt nach vorne, 0.3mm <i>Micro hook, bended, 45° angled forward, 0.3mm</i>	
	LD-003-417	Mikro Häkchen, kniegebogen, 45° abgewinkelt nach vorne, 0.6mm <i>Micro hook, bended, 45° angled forward, 0.6mm</i>	
	LD-003-418	Mikro Häkchen, kniegebogen, 45° abgewinkelt nach vorne, 1.0mm <i>Micro hook, bended, 45° angled forward, 1.0mm</i>	

LD-003-400
bis / to
LD-003-418



LD-006-001
bis / to
LD-006-004



LD-006-008
bis / to
LD-006-011



LD-006-016
bis / to
LD-006-018



LD-006-005
bis / to
LD-006-007



LD-006-019



LD-006-015

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LD-006-001 582	BILLEAU Ohrschlinge, gerade, Fig. 1, 16.5cm
7	BILLEAU ear loop, straight, fig. 1, 16.5cm
LD-006-002	BILLEAU Ohrschlinge, gerade, Fig. 2, 16.5cm
	BILLEAU ear loop, straight, fig. 2, 16.5cm
LD-006-003 582	BILLEAU Ohrschlinge, gerade, Fig. 3, 16.5cm
8	BILLEAU ear loop, straight, fig. 3, 16.5cm
LD-006-004	BILLEAU Ohrschlinge, gerade, Fig. 0, 16.5cm
	BILLEAU ear loop, straight, fig. 0, 16.5cm
LD-006-005 5831	SNELLEN Ohrschlinge, gebogen, gerieft, Fig. 1, 15.0cm
	SNELLEN ear loop, curved, serrated, fig. 1, 15.0cm
LD-006-006 5832	SNELLEN Ohrschlinge, gebogen, gerieft, Fig. 2, 15.0cm
	SNELLEN ear loop, curved, serrated, fig. 2, 15.0cm
LD-006-007 5833	SNELLEN Ohrschlinge, gebogen, gerieft, Fig. 3, 15.0cm
	SNELLEN ear loop, curved, serrated, fig. 3, 15.0cm
LD-006-008 5834	SHAPLEIGH Ohrschlinge, gebogen, gerieft, Fig. 1, 16.5cm
	SHAPLEIGH ear loop, curved, serrated, fig. 1, 16.5cm
LD-006-009 5835	SHAPLEIGH Ohrschlinge, gebogen, gerieft, Fig. 2, 16.5cm
	SHAPLEIGH ear loop, curved, serrated, fig. 2, 16.5cm
LD-006-010 5836	SHAPLEIGH Ohrschlinge, gerade, gerieft, Fig. 1, 16.5cm
	SHAPLEIGH ear loop, straight, serrated, fig. 1, 16.5cm
LD-006-011 5837	SHAPLEIGH Ohrschlinge, gerade, gerieft, Fig. 2, 16.5cm
	SHAPLEIGH ear loop, straight, serrated, fig. 2, 16.5cm
LD-006-015 5838	LANGENBECK Ohrschlinge, gebogen, 13cm
	LANGENBECK ear loop, curved, 13cm
LD-006-016 5839	WEBER-LOCH Ohrschlinge, gerade, Fig. 0, 16cm
	WEBER-LOCH ear loop, straight, fig. 0, 16cm
LD-006-017 5840	WEBER-LOCH Ohrschlinge, gerade, Fig. 0, 16cm
	WEBER-LOCH ear loop, straight, fig. 0, 16cm
LD-006-018 5841	WEBER-LOCH Ohrschlinge, gerade, Fig. 0, 16cm
	WEBER-LOCH ear loop, straight, fig. 0, 16cm
LD-006-019 5842	COXETER Ohrschlinge, stumpf, 14.5cm
	COXETER ear loop, blunt, 14.5cm



LD-003-100
bis / to
LD-003-107



LD-003-108
bis / to
LD-003-115

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
	LD-003-100	BUCK Ohrkürette, gebogen, scharf, Fig. 000 <i>BUCK ear curette, curved, sharp, fig. 000</i>
5763	LD-003-101	BUCK Ohrkürette, gebogen, scharf, Fig. 00 <i>BUCK ear curette, curved, sharp, fig. 00</i>
5764	LD-003-102	BUCK Ohrkürette, gebogen, scharf, Fig. 0 <i>BUCK ear curette, curved, sharp, fig. 0</i>
5765	LD-003-103	BUCK Ohrkürette, gebogen, scharf, Fig. 1 <i>BUCK ear curette, curved, sharp, fig. 1</i>
5766	LD-003-104	BUCK Ohrkürette, gebogen, scharf, Fig. 2 <i>BUCK ear curette, curved, sharp, fig. 2</i>
5767	LD-003-105	BUCK Ohrkürette, gebogen, scharf, Fig. 3 <i>BUCK ear curette, curved, sharp, fig. 3</i>
	LD-003-106	BUCK Ohrkürette, gebogen, scharf, Fig. 4 <i>BUCK ear curette, curved, sharp, fig. 4</i>
	LD-003-107	BUCK Ohrkürette, gebogen, scharf, Fig. 5 <i>BUCK ear curette, curved, sharp, fig. 5</i>
	LD-003-108	BUCK Ohrkürette, gebogen, stumpf, Fig. 000 <i>BUCK ear curette, curved, blunt, fig. 000</i>
	LD-003-109	BUCK Ohrkürette, gebogen, stumpf, Fig. 00 <i>BUCK ear curette, curved, blunt, fig. 00</i>
	LD-003-110	BUCK Ohrkürette, gebogen, stumpf, Fig. 0 <i>BUCK ear curette, curved, blunt, fig. 0</i>
	LD-003-111	BUCK Ohrkürette, gebogen, stumpf, Fig. 1 <i>BUCK ear curette, curved, blunt, fig. 1</i>
	LD-003-112	BUCK Ohrkürette, gebogen, stumpf, Fig. 2 <i>BUCK ear curette, curved, blunt, fig. 2</i>
	LD-003-113	BUCK Ohrkürette, gebogen, stumpf, Fig. 3 <i>BUCK ear curette, curved, blunt, fig. 3</i>
	LD-003-114	BUCK Ohrkürette, gebogen, stumpf, Fig. 4 <i>BUCK ear curette, curved, blunt, fig. 4</i>
	LD-003-115	BUCK Ohrkürette, gebogen, stumpf, Fig. 5 <i>BUCK ear curette, curved, blunt, fig. 5</i>



LD-003-116
bis / to
LD-003-123



LD-003-124
bis / to
LD-003-131



LD-006-020

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LD-003-116	BUCK Ohrkürette, gerade, scharf, Fig. 000 BUCK ear curette, straight, sharp, fig. 000
LD-003-117 5768	BUCK Ohrkürette, gerade, scharf, Fig. 00 BUCK ear curette, straight, sharp, fig. 00
LD-003-118 5769	BUCK Ohrkürette, gerade, scharf, Fig. 0 BUCK ear curette, straight, sharp, fig. 0
LD-003-119 5770	BUCK Ohrkürette, gerade, scharf, Fig. 1 BUCK ear curette, straight, sharp, fig. 1
LD-003-120 5771	BUCK Ohrkürette, gerade, scharf, Fig. 2 BUCK ear curette, straight, sharp, fig. 2
LD-003-121 5772	BUCK Ohrkürette, gerade, scharf, Fig. 3 BUCK ear curette, straight, sharp, fig. 3
LD-003-122 5773	BUCK Ohrkürette, gerade, scharf, Fig. 4 BUCK ear curette, straight, sharp, fig. 4
LD-003-123 5774	BUCK Ohrkürette, gerade, scharf, Fig. 5 BUCK ear curette, straight, sharp, fig. 5
LD-003-124	BUCK Ohrkürette, gerade, stumpf, Fig. 000 BUCK ear curette, straight, blunt, fig. 000
LD-003-125	BUCK Ohrkürette, gerade, stumpf, Fig. 00 BUCK ear curette, straight, blunt, fig. 00
LD-003-126 5775	BUCK Ohrkürette, gerade, stumpf, Fig. 0 BUCK ear curette, straight, blunt, fig. 0
LD-003-127 5776	BUCK Ohrkürette, gerade, stumpf, Fig. 1 BUCK ear curette, straight, blunt, fig. 1
LD-003-128	BUCK Ohrkürette, gerade, stumpf, Fig. 2 BUCK ear curette, straight, blunt, fig. 2
LD-003-129	BUCK Ohrkürette, gerade, stumpf, Fig. 3 BUCK ear curette, straight, blunt, fig. 3
LD-003-130	BUCK Ohrkürette, gerade, stumpf, Fig. 4 BUCK ear curette, straight, blunt, fig. 4
LD-003-131	BUCK Ohrkürette, gerade, stumpf, Fig. 5 BUCK ear curette, straight, blunt, fig. 5
LD-006-020 5843	ANTOLI-CANDELA Ohrkürette, 15cm ANTOLI-CANDELA ear curette, 15cm



LD-008-011
bis / to
LD-008-018



LD-008-001
bis / to
LD-008-010



LD-003-001
bis / to
LD-003-002-1

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5694	LD-003-001	HOUSE Doppellöffel, mittel, 1.5/1.8, 15cm <i>HOUSE double spoon, medium, 1.5/1.8mm, 15cm</i>
5695	LD-003-001-1	HOUSE Doppellöffel, mittel, 1.0/1.2, stark gebogen, 15cm <i>HOUSE double spoon, medium, 1.5/1.8mm, strong curved, 15cm</i>
5696	LD-003-002	HOUSE Doppellöffel, mittel, 1.0/1.2, 15cm <i>HOUSE double spoon, medium, 1.0/1.2mm, 15cm</i>
5697	LD-003-002-1	HOUSE Doppellöffel, mittel, 1.0/1.2, stark gebogen, 15cm <i>HOUSE double spoon, medium, 1.0/1.2mm, strong curved, 15cm</i>
	LD-008-001	SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 0000 <i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 0000</i>
	LD-008-002	SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 000 <i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 000</i>
5845	LD-008-003	SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 00 <i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 00</i>
5846	LD-008-004	SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 0 <i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 0</i>
5847	LD-008-005	SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 1 <i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 1</i>
	LD-008-006	SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 2 <i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 2</i>
	LD-008-007	SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 3 <i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 3</i>
	LD-008-008	SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 4 <i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 4</i>
	LD-008-009	SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 5 <i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 5</i>
	LD-008-010	SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 6 <i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 6</i>
	LD-008-011	LEMPERT scharfer Löffel, 20cm, oval, Fig. 000000 <i>LEMPERT sharp curette, 20cm, oval, fig. 000000</i>
5848	LD-008-012	LEMPERT scharfer Löffel, 20cm, oval, Fig. 00000 <i>LEMPERT sharp curette, 20cm, oval, fig. 00000</i>
5849	LD-008-013	LEMPERT scharfer Löffel, 20cm, oval, Fig. 0000 <i>LEMPERT sharp curette, 20cm, oval, fig. 0000</i>
5850	LD-008-014	LEMPERT scharfer Löffel, 20cm, oval, Fig. 000 <i>LEMPERT sharp curette, 20cm, oval, fig. 000</i>
5851	LD-008-015	LEMPERT scharfer Löffel, 20cm, oval, Fig. 00 <i>LEMPERT sharp curette, 20cm, oval, fig. 00</i>
	LD-008-016	LEMPERT scharfer Löffel, 20cm, oval, Fig. 0 <i>LEMPERT sharp curette, 20cm, oval, fig. 0</i>
	LD-008-017	LEMPERT scharfer Löffel, 20cm, oval, Fig. 1 <i>LEMPERT sharp curette, 20cm, oval, fig. 1</i>
	LD-008-018	LEMPERT scharfer Löffel, 20cm, oval, Fig. 2 <i>LEMPERT sharp curette, 20cm, oval, fig. 2</i>



LD-003-204



LD-003-200 /
LD-003-201



LD-003-202 /
LD-003-203



LD-003-013



LD-003-215

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

5707	LD-003-013	POLITZER Parazenthesenadel, zart, 16cm <i>POLITZER Tympanum perforator, fine, 16cm</i>
5791	LD-003-200	POLITZER Parazenthesenadel, kniegebogen, 16cm <i>POLITZER tympanum perforator, angled, 16cm</i>
5792	LD-003-201	POLITZER Parazenthesenadel, kniegebogen, waagrecht, 16cm <i>POLITZER tympanum perforator, angled, horizontally, 16cm</i>
5793	LD-003-202	LUCAE Parazenthesenadel, bajonettgebogen, 18.5cm <i>LUCAE tympanum perforator, bayonett angled, 18.5cm</i>
5794	LD-003-203	LUCAE Parazenthesenadel, bajonettgebogen, waagrecht, 18.5cm <i>LUCAE tympanum perforator, bayonett angled, horizontally, 18.5cm</i>
5795	LD-003-204	POLITZER Parazenthesenadel zum Umstecken <i>POLITZER tympanum perforator exchangeable</i>
	LD-003-215	Parazenthesenadel, gerade, 16.5cm <i>Tympanum perforator, straight, 16.5cm</i>



LD-003-205



LD-003-209



LD-003-210



LD-003-211



LD-003-206




LD-003-207




LD-003-208

5796


Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LD-003-205	HARTMANN Handgriff für Instrumente LD-003-206 bis LD-003-212 <i>HARTMANN handle for instruments LD-003-206 to LD-003-212</i>
LD-003-206	Parazentesenadel-Aufsatz für HARTMANN Handgriff <i>Tympanum perforator tip for HARTMANN handle</i>
LD-003-207	Parazentesenadel-Aufsatz für HARTMANN Handgriff <i>Tympanum perforator tip for HARTMANN handle</i>
LD-003-208	Parazentesenadel (Sichelmesser) Aufsatz für HARTMANN Handgriff <i>Tympanum perforator (sickle knife) for HARTMANN handle</i>
LD-003-209	Parazentesenadel (Lanzmesser) Aufsatz für HARTMANN Handgriff <i>Tympanum perforator (lancet knife) for HARTMANN handle</i>
LD-003-210	Parazentesenadel (Haken) Aufsatz für HARTMANN Handgriff <i>Tympanum perforator (hook) for HARTMANN handle</i>
LD-003-211	Parazentesenadel (Kürette) Aufsatz für HARTMANN Handgriff <i>Tympanum perforator (curette) for HARTMANN handle</i>
LD-003-212	Parazentesenadel (Löffel) Aufsatz für HARTMANN Handgriff <i>Tympanum perforator (spoon) for HARTMANN handle</i>



	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
	LD-003-425	SPRAGUE Ohrbestecksatz <i>SPRAGUE complete ear set</i>
5813	LD-003-426	Handgriff für SPRAGUE Ohrbestecksatz <i>Handle for SPRAGUE ear set</i>
5814	LD-003-427	Messer für SPRAGUE Ohrbestecksatz <i>Knife for SPRAGUE ear set</i>
5815	LD-003-428	Haken für SPRAGUE Ohrbestecksatz <i>Hook for SPRAGUE ear set</i>
5816	LD-003-429	Sonde für SPRAGUE Ohrbestecksatz <i>Probe for SPRAGUE ear set</i>
	LD-003-430	Nadel für SPRAGUE Ohrbestecksatz <i>Needle for SPRAGUE ear set</i>
	LD-003-431	Schlinge für SPRAGUE Ohrbestecksatz <i>Loop for SPRAGUE ear set</i>
5817	LD-003-432	Löffel für SPRAGUE Ohrbestecksatz <i>Spoon for SPRAGUE ear set</i>




	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5561	LD-001-189	AGNEW Nadel, 17.5cm AGNEW needle, 17.5cm
5562	LD-001-190	POLITZER Nadel, gerade, 18cm POLITZER needle, straight, 18cm
5572	LD-001-200	WULLSTEIN Nadel, gerade, scharf, 16.5cm WULLSTEIN needle, straight, sharp, 16.5cm
5573	LD-001-201	WULLSTEIN Nadel, gerade, stumpf, 16.5cm WULLSTEIN needle, straight, blunt, 16.5cm
5574	LD-001-202	WULLSTEIN Nadel, leicht gebogen, scharf, 16.5cm WULLSTEIN needle, slight curved, sharp, 16.5cm
5575	LD-001-203	WULLSTEIN Nadel, stark gebogen, scharf, 16.5cm WULLSTEIN needle, strong curved, sharp, 16.5cm
5576	LD-001-204	WULLSTEIN Nadel, leicht gebogen, stumpf, 16.5cm WULLSTEIN needle, slight curved, blunt, 16.5cm
5577	LD-001-205	WULLSTEIN Nadel, leicht gebogen, stumpf, 16.5cm WULLSTEIN needle, slight curved, blunt, 16.5cm
5710	LD-003-016	LUCAE Ohrnadel, senkrecht gebogen, 19cm LUCAE ear needle, vertical curved, 19cm
	LD-003-016-1	LUCAE Ohrnadel, waagrecht gebogen, 19cm LUCAE ear needle, horizontal curved, 19cm
5719	LD-003-027	BARBARA Ohrnadel mit abgewinkelten Schaft, 16cm BARBARA ear needle with angled shaft, 16cm
5777	LD-003-140	LUCAE Ohrnadel für Kinder, senkrecht gebogen, 16cm LUCAE ear needle for children, vertical curved, 16cm
5818	LD-004-002	PLESTER Führungsgabel, 16.5cm PLESTER leading fork, 16.5cm




LD-001-182 bis / to **LD-001-184**
LD-001-185 bis / to **LD-001-187**
LD-001-073
LD-001-179
LD-001-180
LD-001-181
LD-003-011
LD-003-219

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LD-001-073 5460	FISCH Neurektomie-Messer, 16cm <i>FISCH neurectomie knife, 16cm</i>
LD-001-179 5551	GOLFSTOCK Sichelmesser, 16cm <i>GOLFSTOCK sickle knife, 16cm</i>
LD-001-180 5552	SCHUHKNECHT Sichelmesser, nach hinten gebogen, 16cm <i>SCHUHKNECHT sickle knife, curved backwards, 16cm</i>
LD-001-181 5553	TAPP Sichelmesser, 3x1mm, 16cm <i>TAPP sickle knife, 3x1mm, 16cm</i>
LD-001-182 5554	SEXTON Ohrmesser, Fig. 1, 18cm <i>SEXTON ear knife, fig. 1, 18cm</i>
LD-001-183 5555	SEXTON Ohrmesser, Fig. 2, 18cm <i>SEXTON ear knife, fig. 2, 18cm</i>
LD-001-184 5556	SEXTON Ohrmesser, Fig. 3, 18cm <i>SEXTON ear knife, fig. 3, 18cm</i>
LD-001-185 5557	SEXTON Ohrmesser, gebogen, Fig. 1, 18cm <i>SEXTON ear knife, curved, fig. 1, 18cm</i>
LD-001-186 5558	SEXTON Ohrmesser, gebogen, Fig. 2, 18cm <i>SEXTON ear knife, curved, fig. 2, 18cm</i>
LD-001-187 5559	SEXTON Ohrmesser, gebogen, Fig. 3, 18cm <i>SEXTON ear knife, curved, fig. 3, 18cm</i>
LD-003-011 5705	HOUSE Lanzettenmesser, 45° abgewinkelt, 2x3mm, 16cm <i>HOUSE lancet knife, 45° angled, 2x3mm, 16cm</i>
LD-003-219 5798	MUCK Periostmesser, 13cm <i>MUCK periostknife, 13cm</i>



	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5702	LD-003-012	POLITZER Ohrmesser, gebogen, 16cm <i>POLITZER ear knife, curved, 16cm</i>
5713	LD-003-019	Ohrmesser gerade, 16cm <i>Ear knife, straight, 16cm</i>
	LD-003-020	Ohrmesser gebogen, 16cm <i>Ear knife, curved, 16cm</i>
5714	LD-003-021	PLESTER Lappenmesser, 2.4 x 3.5mm, 16cm <i>PLESTER flap knife, 2.4 x 3.5mm, 16cm</i>
5749	LD-003-077	ROSEN Lanzettmesser, 45°, 16.5cm <i>ROSEN lancet knife, 45°, 16.5cm</i>
	LD-003-078	SCHUHKNECHT Rollmesser, horizontal, 16.5cm <i>SCHUHKNECHT rollerknife, horizontal, 16.5cm</i>
	LD-003-079	SCHUHKNECHT Rollmesser, vertikal, 16.5cm <i>SCHUHKNECHT rollerknife, vertical, 16.5cm</i>
5750	LD-003-080	Sichelmesser, gerade, 16.5cm <i>Sickle knife, straight, 16.5cm</i>
5751	LD-003-080-1	Sichelmesser, leicht gebogen, 16.5cm <i>Sickle knife, slight curved, 16.5cm</i>



	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5752	LD-003-081	PLESTER Sichelmesser, gebogen, 16.5cm <i>PLESTER sickle knife, curved, 16.5cm</i>
5753	LD-003-082	PLESTER Sichelmesser, gebogen, fein, 16.5cm <i>PLESTER sickle knife, curved, delicate, 16.5cm</i>
	LD-003-216	FRIENSER Ohrmesser mit Schutzhülse, 16cm <i>FRIESNER ear knife with protection tube, 16cm</i>
5797	LD-003-218	GERZOG-SEXTON Ohrmesser, 17cm <i>GERZOG SEXTON ear knife, 17cm</i>
	LD-003-220	ROYCE Handgriff für Instrumente LD-003-221 bis LD-003-223 <i>ROYCE handle for instruments LD-003-221 -LD-003-223</i>
	LD-003-221	ROYCE Messeraufsatz, gerade für ROYCE Handgriff <i>ROYCE knife insert, straight, for ROYCE handle</i>
	LD-003-222	ROYCE Sichelmesseraufsatz, für ROYCE Handgriff <i>ROYCE sickle knife insert, for ROYCE handle</i>
	LD-003-223	ROYCE Lanzenmesseraufsatz, für ROYCE Handgriff <i>ROYCE lancet knife insert, for ROYCE handle</i>
	LD-003-224	POLITZER Ohrmesser, gerade, 16cm <i>POLITZER ear knife, straight, 16cm</i>



LD-003-030
bis / to
LD-003-034




LD-003-070
bis / to
LD-003-076




LD-003-166
bis / to
LD-003-168

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5722	LD-003-030	ROSEN Rundschnittmesser, 1.0mm, 45°, 16cm ROSEN flap knife, 1.0mm, 45°, 16cm
5723	LD-003-031	ROSEN Rundschnittmesser, 1.4mm, 45°, 16cm ROSEN flap knife, 1.4mm, 45°, 16cm
5724	LD-003-031-1	ROSEN Rundschnittmesser, 1.6mm, 45°, 16cm ROSEN flap knife, 1.6mm, 45°, 16cm
5725	LD-003-032	ROSEN Rundschnittmesser, 2.0mm, 45°, 16cm ROSEN flap knife, 2.0mm, 45°, 16cm
5726	LD-003-033	ROSEN Rundschnittmesser, 2.6mm, 45°, 16cm ROSEN flap knife, 2.6mm, 45°, 16cm
5727	LD-003-033-1	ROSEN Rundschnittmesser, 2.8mm, 45°, 16cm ROSEN flap knife, 2.8mm, 45°, 16cm
	LD-003-034	ROSEN Rundschnittmesser, 3.0mm, 45°, 16cm ROSEN flap knife, 3.0mm, 45°, 16cm
	LD-003-070	ROSEN Rundschnittmesser, 1.0mm, gerade, 16cm ROSEN flap knife, 1.0mm, straight, 16cm
	LD-003-071	ROSEN Rundschnittmesser, 1.4mm, gerade, 16cm ROSEN flap knife, 1.4mm, straight, 16cm
	LD-003-072	ROSEN Rundschnittmesser, 1.6mm, gerade, 16cm ROSEN flap knife, 1.6mm, straight, 16cm
	LD-003-073	ROSEN Rundschnittmesser, 2.0mm, gerade, 16cm ROSEN flap knife, 2.0mm, straight, 16cm
	LD-003-074	ROSEN Rundschnittmesser, 2.6mm, gerade, 16cm ROSEN flap knife, 2.6mm, straight, 16cm
	LD-003-075	ROSEN Rundschnittmesser, 2.8mm, gerade, 16cm ROSEN flap knife, 2.8mm, straight, 16cm
5748	LD-003-076	ROSEN Rundschnittmesser, 3.0mm, gerade, 16cm ROSEN flap knife, 3.0mm, straight, 16cm
5785	LD-003-166	Rundschnittmesser, 1.5mm, 90°, 16cm Flap knife, 1.5mm, 90°, 16cm
5786	LD-003-167	Rundschnittmesser, 2.0mm, 90°, 16cm Flap knife, 2.0mm, 90°, 16cm
5787	LD-003-168	Rundschnittmesser, 2.5mm, 90°, 16cm Flap knife, 2.5mm, 90°, 16cm



	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5547	LD-001-175	HOUSE Meßsonde, 3.5mm, 16cm HOUSE measuring probe, 3.5mm, 16cm
5548	LD-001-176	HOUSE Meßsonde, 3.5mm, 16cm HOUSE measuring probe, 3.5mm, 16cm
5549	LD-001-177	HOUSE Meßsonde, 3.5mm, 16cm HOUSE measuring probe, 3.5mm, 16cm
5550	LD-001-178	HOUSE Meßsonde, 3.5mm, 16cm HOUSE measuring probe, 3.5mm, 16cm
	LD-003-250	FISCH Längen-Meßinstrument, 16.5cm FISCH stapes caliper, 16.5cm
	LD-003-251	FISCH Meßzylinder, Ø 0.4mm, 16.5cm FISCH caliper, Ø 0.4mm, 16.5cm
	LD-003-252	FISCH Meßzylinder, Ø 0.6mm, 16.5cm FISCH caliper, Ø 0.6mm, 16.5cm
	LD-003-253	FISCH Meßzylinder, Ø 0.8mm, 16.5cm FISCH caliper, Ø 0.8mm, 16.5cm



	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5566	LD-001-194	FISCH Dura Elevator, Breite 5mm, 17cm <i>FISCH dura elevator, wide 5mm, 17cm</i>
5587	LD-001-301	FISCH Perforator, Ø 0.3mm, 16cm <i>FISCH perforator, Ø 0.3mm, 16cm</i>
5588	LD-001-302	FISCH Perforator, Ø 0.4mm, 16cm <i>FISCH perforator, Ø 0.4mm, 16cm</i>
5589	LD-001-303	FISCH Perforator, Ø 0.5mm, 16cm <i>FISCH perforator, Ø 0.5mm, 16cm</i>
5590	LD-001-304	FISCH Perforator, Ø 0.6mm, 16cm <i>FISCH perforator, Ø 0.6mm, 16cm</i>
5668	LD-002-204	ADSON Elevator, gerade, 9.0mm breit, 17cm <i>ADSON elevator, gerade, 9.0mm wide, 17cm</i>
5698	LD-003-003	ROSEN Elevatorium, 16cm <i>ROSEN elevator, 16cm</i>
5699	LD-003-004	BEALES Elevatorium, leicht gebogen, 2.0mm breit, 16cm <i>BEALES elevator, slight curved, 2.0mm wide, 16cm</i>
5701	LD-003-009	FISCH Dissektor, doppelt gebogen rechts, 15.5cm <i>FISCH dissector, double curved right, 15.5cm</i>
5702	LD-003-009-1	FISCH Dissektor, doppelt gebogen rechts, 15.5cm <i>FISCH dissector, double curved right, 15.5cm</i>
5703	LD-003-010	FISCH Dissektor, doppelt gebogen links, 15.5cm <i>FISCH dissector, double curved left, 15.5cm</i>
5704	LD-003-010-1	FISCH Dissektor, einfach gebogen links, 15.5cm <i>FISCH dissector, single curved left, 15.5cm</i>
5819	LD-004-200	Elevator, leicht gebogen, 1.0mm breit, 16cm <i>Elevator, slight curved, 1.0mm wide, 16cm</i>



**LD-002-205 /
LD-002-206**



LD-001-193



**LD-002-091 /
LD-002-092**



LD-001-195



**LD-002-202 /
LD-002-203**



LD-001-196



**LD-002-200 /
LD-002-201**

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

**Bezeichnung
Description**

5463	LD-001-091	PLESTER Raspatorium, 6mm breit, 18cm <i>PLESTER raspatory, 6mm wide, 18cm</i>
5464	LD-001-092	PLESTER Raspatorium, 8mm breit, 18cm <i>PLESTER raspatory, 8mm wide, 18cm</i>
5565	LD-001-193	EICKEN Raspatorium, Breite 6mm, 19.5cm <i>EICKEN raspatory, wide 6mm, 19.5cm</i>
5567	LD-001-195	PLESTER Raspatorium, Breite 8mm, 18cm <i>PLESTER raspatory, wide 8mm, 18cm</i>
5568	LD-001-196	FISCH Raspatorium, Breite 10mm, 15.5cm <i>FISCH raspatory, wide 10mm, 15.5cm</i>
5664	LD-002-200	FARABOEUF Raspatorium, gerade, 13mm breit, 15cm <i>FARABOEUF raspatory, straight, 13mm wide, 15cm</i>
5665	LD-002-201	FARABOEUF Raspatorium, gebogen, 13mm breit, 15cm <i>FARABOEUF raspatory, curved, 13mm wide, 15cm</i>
5666	LD-002-202	FARABOEUF-COLLIN Raspatorium, gerade, 11mm breit, 17.5cm <i>FARABOEUF-COLLIN raspatory, straight, 11mm wide, 17.5cm</i>
5667	LD-002-203	FARABOEUF-COLLIN Raspatorium, gebogen, 11mm breit, 17.5cm <i>FARABOEUF-COLLIN raspatory, curved, 11mm wide, 17.5cm</i>
5669	LD-002-205	JANSEN Raspatorium, 9mm breit, 19.5cm <i>JANSEN raspatory, 9mm wide, 19.5cm</i>
5670	LD-002-206	JANSEN Raspatorium, 14mm breit, 19.5cm <i>JANSEN raspatory, 14mm wide, 19.5cm</i>



LD-004-001



LD-002-207



LD-002-210
bis / to
LD-002-214



LD-002-215 /
LD-002-216



LD-002-217 /
LD-002-218



LD-004-003



LD-004-201 /
LD-004-202

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
	LD-002-207	JANSEN Raspatorium, 17cm JANSEN raspatory, 17cm
5671	LD-002-210	LEMPERT Raspatorium, 2mm breit, 16cm LEMPERT raspatory, 2mm wide, 16cm
	LD-002-211	LEMPERT Raspatorium, 3mm breit, 16cm LEMPERT raspatory, 3mm wide, 16cm
	LD-002-212	LEMPERT Raspatorium, 3.5mm breit, 16cm LEMPERT raspatory, 3.5mm wide, 16cm
	LD-002-213	LEMPERT Raspatorium, 4mm breit, 16cm LEMPERT raspatory, 4mm wide, 16cm
5672	LD-002-214	LEMPERT Raspatorium, 5mm breit, 16cm LEMPERT raspatory, 5mm wide, 16cm
5673	LD-002-215	WULLSTEIN Raspatorium, fein, 16cm WULLSTEIN raspatory, delicate, 16cm
	LD-002-216	WULLSTEIN Raspatorium, breit, 16cm WULLSTEIN raspatory, wide, 16cm
5674	LD-002-217	SHAMBOUGH-DERLACKI Raspatorium, 2.0mm, 16cm SHAMBOUGH-DERLACKI raspatory, 2.0mm, 16cm
	LD-002-218	SHAMBOUGH-DERLACKI Raspatorium, 3.0mm, 16cm SHAMBOUGH-DERLACKI raspatory, 3.0mm, 16cm
	LD-004-001	LEMPERT Raspatorium, 3mm, 19cm LEMPERT raspatory, 3mm, 19cm
	LD-004-003	Raspatorium oval, 1.8mm, 16cm Raspatory oval, 1.8mm, 16cm
5820	LD-004-201	Raspatorium, leicht gebogen, 1.0mm breit, 16cm Raspatory, slightly curved, 1.0mm wide, 16cm
	LD-004-202	Raspatorium, leicht gebogen, 1.2mm breit, 16cm Raspatory, slightly curved, 1.2mm wide, 16cm



LH-001-177
bis / to
LH-001-180



LH-001-171
bis / to
LH-001-173



LH-001-174
bis / to
LH-001-176

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
6172	LH-001-171	BARON Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 3 Ch., NL 75mm BARON suction cannula, 45° curved, Ø 3 Fr., WL 75mm
6173	LH-001-172	BARON Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 5 Ch., NL 75mm BARON suction cannula, 45° curved, Ø 5 Fr., WL 75mm
6174	LH-001-173	BARON Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 7 Ch., NL 75mm BARON suction cannula, 45° curved, Ø 7 Fr., WL 75mm
6175	LH-001-174	SCHUHKNECHT Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 20 GA, NL 75mm SCHUHKNECHT suction cannula, 45° curved, Ø 20 GA, WL 75mm
6176	LH-001-175	SCHUHKNECHT Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 22 GA, NL 75mm SCHUHKNECHT suction cannula, 45° curved, Ø 22 GA, WL 75mm
6177	LH-001-176	SCHUHKNECHT Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 24 GA, NL 75mm SCHUHKNECHT suction cannula, 45° curved, Ø 24 GA, WL 75mm
6178	LH-001-177	Mc GEE Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 20 GA, NL 80mm Mc GEE suction cannula, 45° curved, Ø 20 GA, WL 80mm
6179	LH-001-178	Mc GEE Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 22 GA, NL 80mm Mc GEE suction cannula, 45° curved, Ø 22 GA, WL 80mm
6180	LH-001-179	Mc GEE Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 24 GA, NL 80mm Mc GEE suction cannula, 45° curved, Ø 24 GA, WL 80mm
6181	LH-001-180	Mc GEE Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 26 GA, NL 80mm Mc GEE suction cannula, 45° curved, Ø 26 GA, WL 80mm



LH-001-181
bis / to
LH-001-184



LH-001-185
bis / to
LH-001-188



LH-001-189
bis / to
LH-001-192

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
6182	LH-001-181	VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung gerade, Ø 1.2mm, NL 90mm VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening straight, Ø 1.2mm, WL 90mm
6183	LH-001-182	VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung gerade, Ø 1.5mm, NL 90mm VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening straight, Ø 1.5mm, WL 90mm
6184	LH-001-183	VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung gerade, Ø 2.0mm, NL 90mm VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening straight, Ø 2.0mm, WL 90mm
6185	LH-001-184	VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung gerade, Ø 3.0mm, NL 90mm VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening straight, Ø 3.0mm, WL 90mm
6186	LH-001-185	VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung nach unten, Ø 1.2mm, NL 90mm VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening downward, Ø 1.2mm, WL 90mm
6187	LH-001-186	VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung nach unten, Ø 1.5mm, NL 90mm VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening downward, Ø 1.5mm, WL 90mm
6188	LH-001-187	VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung nach unten, Ø 2.0mm, NL 90mm VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening downward, Ø 2.0mm, WL 90mm
6189	LH-001-188	VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung nach unten, Ø 3.0mm, NL 90mm VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening downward, Ø 3.0mm, WL 90mm
6190	LH-001-189	VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung nach oben, Ø 1.2mm, NL 90mm VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening upward, Ø 1.2mm, WL 90mm
6191	LH-001-190	VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung nach oben, Ø 1.5mm, NL 90mm VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening upward, Ø 1.5mm, WL 90mm
6192	LH-001-191	VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung nach oben, Ø 2.0mm, NL 90mm VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening upward, Ø 2.0mm, WL 90mm
6193	LH-001-192	VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung nach oben, Ø 3.0mm, NL 90mm VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening upward, Ø 3.0mm, WL 90mm



LH-001-200
bis / to
LH-001-208




LH-001-230
bis / to
LH-001-235

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LH-001-200 6194	ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 0.6mm, NL 65mm ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 0.6mm, WL 65mm
LH-001-201 6195	ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 0.7mm, NL 65mm ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 0.7mm, WL 65mm
LH-001-202 6196	ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 0.8mm, NL 65mm ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 0.8mm, WL 65mm
LH-001-203 6197	ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 0.9mm, NL 65mm ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 0.9mm, WL 65mm
LH-001-204 6198	ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 1.0mm, NL 65mm ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 1.0mm, WL 65mm
LH-001-205 6199	ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 1.2mm, NL 65mm ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 1.2mm, WL 65mm
LH-001-206 6200	ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 1.5mm, NL 65mm ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 1.5mm, WL 65mm
LH-001-207 6201	ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 1.6mm, NL 65mm ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 1.6mm, WL 65mm
LH-001-208 6202	ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 1.8mm, NL 65mm ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 1.8mm, WL 65mm
LH-001-230 6221	NIJMEGEN Absaugrohr, Ø 1.0mm, 60mm Arbeitslänge NIJMEGEN suction tube, Ø 1.0mm, 60mm working length
LH-001-231 6222	NIJMEGEN Absaugrohr, Ø 1.5mm, 60mm Arbeitslänge NIJMEGEN suction tube, Ø 1.5mm, 60mm working length
LH-001-232 6223	NIJMEGEN Absaugrohr, Ø 2.0mm, 60mm Arbeitslänge NIJMEGEN suction tube, Ø 2.0mm, 60mm working length
LH-001-233 6224	NIJMEGEN Absaugrohr, Ø 2.5mm, 60mm Arbeitslänge NIJMEGEN suction tube, Ø 2.5mm, 60mm working length
LH-001-234 6225	NIJMEGEN Absaugrohr, Ø 3.0mm, 60mm Arbeitslänge NIJMEGEN suction tube, Ø 3.0mm, 60mm working length
LH-001-235 6226	NIJMEGEN Absaugrohr, Ø 4.0mm, 60mm Arbeitslänge NIJMEGEN suction tube, Ø 4.0mm, 60mm working length



LH-001-210
bis / to
LH-001-227

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
6203	LH-001-210	HOUSE Saug-Spülkanüle, 2.5/2.0 Ch., 45° gebogen, NL 70mm HOUSE suction-irrigation cannula, 2.5/2.0 Fr., 45° curved, WL 70mm
6204	LH-001-211	HOUSE Saug-Spülkanüle, 4.0/2.0 Ch., 45° gebogen, NL 70mm HOUSE suction-irrigation cannula, 4.0/2.0 Fr., 45° curved, WL 70mm
6205	LH-001-212	HOUSE Saug-Spülkanüle, 5.0/4.0 Ch., 45° gebogen, NL 70mm HOUSE suction-irrigation cannula, 5.0/4.0 Fr., 45° curved, WL 70mm
6206	LH-001-213	HOUSE Saug-Spülkanüle, 7.0/5.0 Ch., 45° gebogen, NL 70mm HOUSE suction-irrigation cannula, 7.0/5.0 Fr., 45° curved, WL 70mm
6207	LH-001-214	HOUSE Saug-Spülkanüle, 8.0/6.0 Ch., 45° gebogen, NL 70mm HOUSE suction-irrigation cannula, 8.0/6.0 Fr., 45° curved, WL 70mm
6208	LH-001-215	HOUSE Saug-Spülkanüle, 10.0/7.0 Ch., 45° gebogen, NL 70mm HOUSE suction-irrigation cannula, 10.0/7.0 Fr., 45° curved, WL 70mm
6209	LH-001-216	HOUSE Saug-Spülkanüle, 12.0/8.0 Ch., 45° gebogen, NL 70mm HOUSE suction-irrigation cannula, 12.0/8.0 Fr., 45° curved, WL 70mm
6210	LH-001-217	HOUSE Saug-Spülkanüle, 14.0/12.0 Ch., 45° gebogen, NL 70mm HOUSE suction-irrigation cannula, 14.0/12.0 Fr., 45° curved, WL 70mm
6211	LH-001-220	HOUSE Saug-Spülkanüle, 2.5/2.0 Ch., 45° gebogen, NL 90mm HOUSE suction-irrigation cannula, 2.5/2.0 Fr., 45° curved, WL 90mm
6212	LH-001-221	HOUSE Saug-Spülkanüle, 4.0/2.0 Ch., 45° gebogen, NL 90mm HOUSE suction-irrigation cannula, 4.0/2.0 Fr., 45° curved, WL 90mm
6213	LH-001-222	HOUSE Saug-Spülkanüle, 5.0/4.0 Ch., 45° gebogen, NL 90mm HOUSE suction-irrigation cannula, 5.0/4.0 Fr., 45° curved, WL 90mm
6214	LH-001-223	HOUSE Saug-Spülkanüle, 7.0/5.0 Ch., 45° gebogen, NL 90mm HOUSE suction-irrigation cannula, 7.0/5.0 Fr., 45° curved, WL 90mm
6215	LH-001-224	HOUSE Saug-Spülkanüle, 8.0/6.0 Ch., 45° gebogen, NL 90mm HOUSE suction-irrigation cannula, 8.0/6.0 Fr., 45° curved, WL 90mm
6216	LH-001-225	HOUSE Saug-Spülkanüle, 10.0/7.0 Ch., 45° gebogen, NL 90mm HOUSE suction-irrigation cannula, 10.0/7.0 Fr., 45° curved, WL 90mm
6217	LH-001-226	HOUSE Saug-Spülkanüle, 12.0/8.0 Ch., 45° gebogen, NL 90mm HOUSE suction-irrigation cannula, 12.0/8.0 Fr., 45° curved, WL 90mm
6218	LH-001-227	HOUSE Saug-Spülkanüle, 14.0/12.0 Ch., 45° gebogen, NL 90mm HOUSE suction-irrigation cannula, 14.0/12.0 Fr., 45° curved, WL 90mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LH-001-228 6219	WULLSTEIN Saugadapter, 11 cm, Luer Konus WULLSTEIN suction adaptor, 11 cm, luer cone
LH-001-229 6220	HOUSE Saugadapter, 5 cm, Luer Konus HOUSE suction adaptor, 5 cm, luer cone
LH-001-249 6227	Saughandgriff mit Luer Konus und Unterbrecher, für Spülkanülen LH-001-200 bis LH-001-208 Suction handle with Luer cone and cut-off hole, for suction cannulas LH-001-200 to LH-001-208
LH-001-250 6228	Saughandgriff mit Luer Konus und Unterbrecher, für Spülkanülen LH-001-200 bis LH-001-208 Suction handle with Luer cone and cut-off hole, for suction cannulas LH-001-200 to LH-001-208
LH-001-251 6229	Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 1.0mm, Arbeitslänge 90mm Suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 1.0mm, working length 90mm
LH-001-252 6230	Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 1.5mm, Arbeitslänge 90mm Suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 1.5mm, working length 90mm
LH-001-253 6231	Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 2.0mm, Arbeitslänge 90mm Suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 2.0mm, working length 90mm
LH-001-254 6232	Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 2.5mm, Arbeitslänge 90mm Suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 2.5mm, working length 90mm
LH-001-255 6233	Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 3.0mm, Arbeitslänge 90mm Suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 3.0mm, working length 90mm
LH-001-256 6234	Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 4.0mm, Arbeitslänge 90mm Suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 4.0mm, working length 90mm
LH-001-257 6235	Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 5.0mm, Arbeitslänge 90mm Suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 5.0mm, working length 90mm
LH-001-280 6247	BARNES Saugrohr mit LL, Ø 1.5mm, AL 50mm BARNES suction tube with LL, Ø 1.5mm, WL 50mm
LH-001-281 6248	BARNES Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 1.5mm, Arbeitslänge 90mm BARNES suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 1.5mm, working length 90mm
LH-001-282 6249	BARNES Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 2.0mm, Arbeitslänge 90mm BARNES suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 2.0mm, working length 90mm
LH-001-289 6254	Saugrohr gebogen, konisch, LL, Ø 4.5mm, AL 155mm Suction tube curved, conical, LL, Ø 4.5mm, WL 155mm
LH-001-290 6255	ZÖLLNER Saugrohr mit Aufsatz, LL, 15cm ZÖLLNER suction tube with attachment, LL, 15cm



LD-002-044
bis / to
LD-002-047



LD-002-373 /
LD-002-374



LD-002-025
bis / to
LD-002-029



LD-002-049 /
LD-002-050

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5607	LD-002-025	TRAUTMANN Flachmeißel, 2.0mm, 14cm TRAUTMANN flat chisel, 2.0mm, 14cm
5608	LD-002-026	TRAUTMANN Flachmeißel, 3.0mm, 14cm TRAUTMANN flat chisel, 3.0mm, 14cm
5609	LD-002-027	TRAUTMANN Flachmeißel, 5.0mm, 14cm TRAUTMANN flat chisel, 5.0mm, 14cm
5610	LD-002-028	TRAUTMANN Flachmeißel, 7.0mm, 14cm TRAUTMANN hollow chisel, 7.0mm, 14cm
5611	LD-002-029	TRAUTMANN Flachmeißel, 9.0mm, 14cm TRAUTMANN flat chisel, 9.0mm, 14cm
5620	LD-002-044	BRÜNING'S Flachmeißel, 4.0mm, 16cm BRÜNING'S flat chisel, 4.0mm, 16cm
5621	LD-002-045	BRÜNING'S Flachmeißel, 6.0mm, 16cm BRÜNING'S flat chisel, 6.0mm, 16cm
5622	LD-002-046	BRÜNING'S Flachmeißel, 8.0mm, 16cm BRÜNING'S flat chisel, 8.0mm, 16cm
5623	LD-002-047	BRÜNING'S Flachmeißel, 10.0mm, 16cm BRÜNING'S flat chisel, 10.0mm, 16cm
	LD-002-049	PASSOW Blutstillungsmeißel, 2mm quadratisch, 12cm PASSOW haemostatic chisel, 2mm square shaped, 12cm
	LD-002-050	PASSOW Blutstillungsmeißel, 3mm quadratisch, 12cm PASSOW haemostatic chisel, 3mm square shaped, 12cm
	LD-002-373	THIES Flachmeißel, 3mm, 16cm THIES flat chisel, 3mm, 16cm
	LD-002-374	THIES Flachmeißel, 4mm, 16cm THIES flat chisel, 4mm, 16cm



LD-002-040
bis / to
LD-002-043



LD-002-020
bis / to
LD-002-023

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5603	LD-002-020	TRAUTMANN Hohlmeißel, 3.0mm, 14cm TRAUTMANN gouge, 3.0mm, 14cm
5603	LD-002-021	TRAUTMANN Hohlmeißel, 5.0mm, 14cm TRAUTMANN gouge, 5.0mm, 14cm
5605	LD-002-022	TRAUTMANN Hohlmeißel, 7.0mm, 14cm TRAUTMANN gouge, 7.0mm, 14cm
5606	LD-002-023	TRAUTMANN Hohlmeißel, 9.0mm, 14cm TRAUTMANN gouge, 9.0mm, 14cm
5616	LD-002-040	BRÜNING'S Hohlmeißel, 4.0mm, 16cm BRÜNING'S gouge, 4.0mm, 16cm
5617	LD-002-041	BRÜNING'S Hohlmeißel, 6.0mm, 16cm BRÜNING'S gouge, 6.0mm, 16cm
5618	LD-002-042	BRÜNING'S Hohlmeißel, 8.0mm, 16cm BRÜNING'S gouge, 8.0mm, 16cm
5619	LD-002-043	BRÜNING'S Hohlmeißel, 10.0mm, 16cm BRÜNING'S gouge, 10.0mm, 16cm
	LD-002-375	THIES Hohlmeißel, 3mm, 16cm (ohne Abbildung) THIES gouge, 3mm, 16cm (without illustration)
	LD-002-376	THIES Hohlmeißel, 4mm, 16cm (ohne Abbildung) THIES gouge, 4mm, 16cm (without illustration)



LD-002-104



LD-002-102



LD-002-101



LD-002-100

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5645	LD-002-100	COTTLE Metallhammer, 18cm <i>COTTLE metal hammer, 18cm</i>
5646	LD-002-101	Metallhammer mit Bleifüllung, 20cm <i>Metal hammer, lead filled, 20cm</i>
5647	LD-002-102	COTTLE Metallhammer mit auswechselbaren Kunststoff-Schlagflächen, 22.5 cm <i>COTTLE metal hammer, interchangeable plastic discs, 22.5cm</i>
5648	LD-002-103	Kunststoff-Schlagflächen für LD-002-102, paarweise (ohne Abbildung) <i>Interchangeable plastic discs for LD-002-102, pair (without illustration)</i>
5649	LD-002-104	HAEK Metallhammer, massiv, 27cm <i>HAEK metal hammer, solid, 27cm</i>



ZA-001-488 /
ZA-001-488-1



ZA-001-487 /
ZA-001-487-1



ZA-001-486 /
ZA-001-486-1



LC-030-001-1 /
LC-030-002-1

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

LC-030-001-1

HARTMANN Ohrtamponzängchen, extra fein, NL 6cm
HARTMANN ear tampon forceps, extra delicate, WL 6cm

LC-030-001-2

HARTMANN Ohrtamponzängchen, fein, NL 6cm
HARTMANN ear tampon forceps, delicate, WL 6cm

ZA-001-486

TROELTSCH Ohr-/Nasenpinzette, anatomisch, fein, 11cm
TROELTSCH ear/nose dressing forceps, delicate, 11cm

ZA-001-486-1

TROELTSCH Ohrpinzette, anatomisch, fein, 13cm
TROELTSCH ear dressing forceps, delicate, 13cm

ZA-001-487

LUCAE Ohr-/Nasenpinzette, anatomisch, bajonettförmig, 14cm
LUCAE ear/nose dressing forceps, bayonet shape, 14cm

ZA-001-487-1

LUCAE Ohrpinzette, anatomisch, bajonettförmig, fein, 14cm
LUCAE ear dressing forceps, bayonet shape, delicate, 14cm

ZA-001-488

JANSEN Ohrpinzette, anatomisch, bajonettförmig, 16cm
JANSEN ear dressing forceps, bayonet shape, 16cm

ZA-001-488-1

JANSEN Ohrpinzette, anatomisch, bajonettförmig, fein, 16cm
JANSEN ear dressing forceps, bayonet shape, delicate, 16cm

6285



**LC-020-020 /
LC-020-024**
bis / to
**LC-020-027 /
LC-060-202**



**LC-020-021 /
LC-020-028 /
LC-020-029 /
LC-060-200**

**LC-020-020 /
LC-020-024**
bis / to
**LC-020-027 /
LC-060-202**

**LC-020-021 /
LC-020-028 /
LC-020-029 /
LC-060-200**

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5156	LC-020-020	GREVEN Drahtschliesszange, gerade, NL 8cm GREVEN wire close forceps, straight, WL 8cm
5157	LC-020-021	HOUSE-DIETER Hammerkopfstanze, nach oben schneidend, NL 8cm HOUSE-DIETER hammer head punch, upward cutting, WL 8cm
5160	LC-020-024	MCGEE Drahtschliesszange, gerade, NL 8cm MCGEE wire close forceps, straight, WL 8cm
5161	LC-020-025	FISCH-MCGEE Drahtschliesszange, gerade, NL 8cm FISCH-MCGEE wire close forceps, straight, WL 8cm
5162	LC-020-026	FISCH-MCGEE Drahtschliesszange, rechts gebogen, NL 8cm FISCH-MCGEE wire close forceps, curved right, WL 8cm
5163	LC-020-027	FISCH-MCGEE Drahtschliesszange, links gebogen, NL 8cm FISCH-MCGEE wire close forceps, curved left, WL 8cm
5164	LC-020-028	HOUSE-DIETER Hammerkopfstanze, nach unten schneidend, NL 8cm HOUSE-DIETER hammer head punch, downward cutting, WL 8cm
5165	LC-020-029	FISCH-DIETER Hammerkopfstanze, nach oben schneidend, extra zart, 0.8mm, NL 8cm FISCH-DIETER hammer head punch, upward cutting, extra delicate, 0.8mm, WL 8cm
5337	LC-060-200	DIETER Hammerkopfstanze, nach oben schneidend, NL 8cm DIETER hammer head punch, upward cutting, WL 8cm
5338	LC-060-202	MCGEE Drahtschliesszange, 1.8 x 0.8 x 5mm, NL 8cm FISCH-MCGEE wire close forceps, 1.8 x 0.8 x 5mm, WL 8cm



LC-020-022 /
LC-020-023



LC-060-001



LC-040-001



LC-060-020



LC-040-002



LC-060-021
bis / to
LC-060-036



LC-020-022
bis / to
LC-060-036

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LC-020-022 5158	WULLSTEIN Ohrzange, extra zart, ovaler Löffel, Ø 0.6mm, NL 8cm WULLSTEIN ear forceps, extra fine, oval spoon, Ø 0.6mm, WL 8cm
LC-020-023 5159	WULLSTEIN Ohrzange, extra zart, ovaler Löffel, Ø 0.9mm, NL 8cm WULLSTEIN ear forceps, extra fine, oval spoon, Ø 0.9mm, WL 8cm
LC-040-001 5177	Löffelzängchen, extra zart, oval, Ø 0.6mm, gerade, NL 15cm Spoon forceps, extra fine, oval, Ø 0.6mm, straight, WL 15cm
LC-040-002 5178	Löffelzängchen, extra zart, oval, Ø 0.6mm, 45° auwärts gebogen, NL 15cm Spoon forceps, extra fine, oval, Ø 0.6mm, 45° upward curved, WL 15cm
LC-060-001 5179	Mikro-Ohrenzange, 1.8 x 0.6mm, NL 8cm Micro cup forceps, 1.8 x 0.6mm, WL 8cm
LC-060-020 5180	HARTMANN Ohrenzange, durchschneidend, gerade, NL 8cm HARTMANN ear forceps, cutting through, straight, WL 8cm
LC-060-021 5181	HARTMANN Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, delicate, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 8cm
LC-060-022 5182	HARTMANN Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, delicate, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 12.5cm
LC-060-023 5183	HARTMANN Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, delicate, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 15cm
LC-060-024 5184	HARTMANN Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, delicate, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 18cm
LC-060-025 5185	HARTMANN Ohrenzange, gerade glatt, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, straight smooth, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 8cm
LC-060-026 5186	HARTMANN Ohrenzange, gerade glatt, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, straight smooth, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 12.5cm
LC-060-027 5187	HARTMANN Ohrenzange, gerade glatt, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, straight smooth, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 15cm
LC-060-028 5188	HARTMANN Ohrenzange, gerade glatt, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, straight smooth, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 18cm
LC-060-029 5189	HARTMANN Ohrenzange, rechts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, curved right, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 8cm
LC-060-030 5190	HARTMANN Ohrenzange, rechts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, curved right, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 12.5cm
LC-060-031 5191	HARTMANN Ohrenzange, rechts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, curved right, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 15cm
LC-060-032 5192	HARTMANN Ohrenzange, rechts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, curved right, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 18cm
LC-060-033 5193	HARTMANN Ohrenzange, links gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, curved left, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 8cm
LC-060-034 5194	HARTMANN Ohrenzange, links gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, curved left, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 12.5cm
LC-060-035 5195	HARTMANN Ohrenzange, links gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, curved left, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 15cm
LC-060-036 5196	HARTMANN Ohrenzange, links gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, curved left, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 18cm



LC-060-037 bis / to **LC-060-044**
LC-060-049 bis / to **LC-060-052**



LC-060-045
bis / to
LC-060-048



LC-060-053
bis / to
LC-060-056



LC-060-037
bis / to
LC-060-052

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5197	LC-060-037	HARTMANN Ohrenzange, aufwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, upward curved, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 8cm
5198	LC-060-038	HARTMANN Ohrenzange, aufwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, upward curved, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 12.5cm
5199	LC-060-039	HARTMANN Ohrenzange, aufwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, upward curved, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 15cm
5200	LC-060-040	HARTMANN Ohrenzange, aufwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, upward curved, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 18cm
5201	LC-060-041	HARTMANN Ohrenzange, abwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, downward curved, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 8cm
5202	LC-060-042	HARTMANN Ohrenzange, abwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, downward curved, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 12.5cm
5203	LC-060-043	HARTMANN Ohrenzange, abwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, downward curved, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 15cm
5204	LC-060-044	HARTMANN Ohrenzange, abwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, downward curved, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 18cm
5305	LC-060-045	FISCH Ohrenzange, extra zart, 1.3 x 0.7 x 3.5mm, NL 8cm FISCH ear forceps, very delicate, 1.3 x 0.7 x 3.5mm, WL 8cm
5206	LC-060-046	FISCH Ohrenzange, extra zart, 1.3 x 0.7 x 3.5mm, NL 12.5cm FISCH ear forceps, very delicate, 1.3 x 0.7 x 3.5mm, WL 12.5cm
5207	LC-060-047	FISCH Ohrenzange, extra zart, 1.3 x 0.7 x 3.5mm, NL 15cm FISCH ear forceps, very delicate, 1.3 x 0.7 x 3.5mm, WL 15cm
5208	LC-060-048	FISCH Ohrenzange, extra zart, 1.3 x 0.7 x 3.5mm, NL 18cm FISCH ear forceps, very delicate, 1.3 x 0.7 x 3.5mm, WL 18cm
5209	LC-060-049	HARTMANN Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, delicate, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 8cm
5210	LC-060-050	HARTMANN Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, delicate, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 12.5cm
5211	LC-060-051	HARTMANN Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, delicate, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 15cm
5212	LC-060-052	HARTMANN Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, delicate, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 18cm
5213	LC-060-053	HARTMANN Ohrenzange, gerade glatt, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, straight smooth, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 8cm
5214	LC-060-054	HARTMANN Ohrenzange, gerade glatt, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, straight smooth, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 12.5cm
5215	LC-060-055	HARTMANN Ohrenzange, gerade glatt, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, straight smooth, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 15cm
5216	LC-060-056	HARTMANN Ohrenzange, gerade glatt, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, straight smooth, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 18cm



LC-060-057
bis / to
LC-060-074



LC-060-105
bis / to
LC-060-108



LC-060-057
bis / to
LC-060-108

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LC-060-057 5217	HARTMANN Ohrenzange, rechts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, curved right, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 8cm
LC-060-058 5218	HARTMANN Ohrenzange, rechts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, curved right, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 12.5cm
LC-060-059 5219	HARTMANN Ohrenzange, rechts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, curved right, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 15cm
LC-060-060 5220	HARTMANN Ohrenzange, rechts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, curved right, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 18cm
LC-060-061 5221	HARTMANN Ohrenzange, links gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, curved left, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 8cm
LC-060-062 5222	HARTMANN Ohrenzange, links gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, curved left, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 12.5cm
LC-060-063 5223	HARTMANN Ohrenzange, links gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, curved left, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 15cm
LC-060-064 5224	HARTMANN Ohrenzange, links gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, curved left, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 18cm
LC-060-065 5225	HARTMANN Ohrenzange, aufwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, upward curved, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 8cm
LC-060-066 5226	HARTMANN Ohrenzange, aufwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, upward curved, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 12.5cm
LC-060-067 5227	HARTMANN Ohrenzange, aufwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, upward curved, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 15cm
LC-060-068 5228	HARTMANN Ohrenzange, aufwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, upward curved, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 18cm
LC-060-069 5229	HARTMANN Ohrenzange, abwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, downward curved, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 8cm
LC-060-070 5230	HARTMANN Ohrenzange, abwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, downward curved, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 12.5cm
LC-060-071 5231	HARTMANN Ohrenzange, abwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, downward curved, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 15cm
LC-060-074 5232	HARTMANN Ohrenzange, abwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, downward curved, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 18cm
LC-060-105 5257	DUCKBILL Ohrenzange, flaches Maul, 1.2 x 2.5 x 8.0mm, NL 8cm DUCKBILL ear forceps, flat jaw, 1.2 x 2.5 x 8.0mm, WL 8cm
LC-060-106	DUCKBILL Ohrenzange, flaches Maul, 1.2 x 2.5 x 8.0mm, NL 12.5cm DUCKBILL ear forceps, flat jaw, 1.2 x 2.5 x 8.0mm, WL 12.5cm
LC-060-107 5258	DUCKBILL Ohrenzange, flaches Maul, 1.2 x 2.5 x 8.0mm, 45° aufwärts gebogen, NL 8cm DUCKBILL ear forceps, flat jaw, 1.2 x 2.5 x 8.0mm, 45° upward curved, WL 8cm
LC-060-108 5259	DUCKBILL Ohrenzange, flaches Maul, 1.2 x 2.5 x 8.0mm, 45° aufwärts gebogen, NL 12.5cm DUCKBILL ear forceps, flat jaw, 1.2 x 2.5 x 8.0mm, 45° upward curved, WL 12.5cm



LC-060-075
bis / to
LC-060-099



LC-060-075
bis / to
LC-060-099

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5233	LC-060-075	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 0.75mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 0.75mm, WL 8cm
5234	LC-060-076	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 0.75mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 0.75mm, WL 12.5cm
5235	LC-060-077	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 0.75mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 0.75mm, WL 15cm
5236	LC-060-078	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 0.75mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 0.75mm, WL 18cm
5237	LC-060-079	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1mm, WL 8cm
5238	LC-060-080	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1mm, WL 12.5cm
5239	LC-060-081	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1mm, WL 15cm
5240	LC-060-082	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1mm, WL 18cm
5241	LC-060-083	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1.5mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1.5mm, WL 8cm
5242	LC-060-084	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1.5mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1.5mm, WL 12.5cm
5243	LC-060-085	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1.5mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1.5mm, WL 15cm
5244	LC-060-087	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1.5mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1.5mm, WL 18cm
5245	LC-060-088	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2mm, WL 8cm
5246	LC-060-089	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2mm, WL 12.5cm
5247	LC-060-090	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2mm, WL 15cm
5248	LC-060-091	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2mm, WL 18cm
5249	LC-060-092	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2.5mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2.5mm, WL 8cm
5250	LC-060-093	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2.5mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2.5mm, WL 12.5cm
5251	LC-060-094	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2.5mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2.5mm, WL 15cm
5252	LC-060-095	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2.5mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2.5mm, WL 18cm
5253	LC-060-096	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 3mm, NL 8cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 3mm, WL 8cm
5254	LC-060-097	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 3mm, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 3mm, WL 12.5cm
5255	LC-060-098	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 3mm, NL 15cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 3mm, WL 15cm
5256	LC-060-099	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 3mm, NL 18cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 3mm, WL 18cm



LC-060-110
bis / to
LC-060-133



LC-060-110
bis / to
LC-060-133

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LC-060-110 5260	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 0.75mm, 45° aufwärts gebogen, NL 8cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 0.75mm, upward curved, WL 8cm
LC-060-111 5261	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 0.75mm, 45° aufwärts gebogen, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 0.75mm, upward curved, WL 12.5cm
LC-060-112 5262	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 0.75mm, 45° aufwärts gebogen, NL 15cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 0.75mm, upward curved, WL 15cm
LC-060-113 5263	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 0.75mm, 45° aufwärts gebogen, NL 18cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 0.75mm, upward curved, WL 18cm
LC-060-114 5264	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1mm, 45° aufwärts gebogen, NL 8cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1mm, upward curved, WL 8cm
LC-060-115 5265	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1mm, 45° aufwärts gebogen, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1mm, upward curved, WL 12.5cm
LC-060-116 5266	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1mm, 45° aufwärts gebogen, NL 15cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1mm, upward curved, WL 15cm
LC-060-117 5267	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1mm, 45° aufwärts gebogen, NL 18cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1mm, upward curved, WL 18cm
LC-060-118 5268	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1.5mm, 45° aufwärts gebogen, NL 8cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1.5mm, upward curved, WL 8cm
LC-060-119 5269	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1.5mm, 45° aufwärts gebogen, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1.5mm, upward curved, WL 12.5cm
LC-060-120 5270	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1.5mm, 45° aufwärts gebogen, NL 15cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1.5mm, upward curved, WL 15cm
LC-060-121 5271	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1.5mm, 45° aufwärts gebogen, NL 18cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1.5mm, upward curved, WL 18cm
LC-060-122 5272	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2mm, 45° aufwärts gebogen, NL 8cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2mm, upward curved, WL 8cm
LC-060-123 5273	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2mm, 45° aufwärts gebogen, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2mm, upward curved, WL 12.5cm
LC-060-124 5274	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2mm, 45° aufwärts gebogen, NL 15cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2mm, upward curved, WL 15cm
LC-060-125 5275	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2mm, 45° aufwärts gebogen, NL 18cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2mm, upward curved, WL 18cm
LC-060-126 5276	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2.5mm, 45° aufwärts gebogen, NL 8cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2.5mm, upward curved, WL 8cm
LC-060-127 5277	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2.5mm, 45° aufwärts gebogen, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2.5mm, upward curved, WL 12.5cm
LC-060-128 5278	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2.5mm, 45° aufwärts gebogen, NL 15cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2.5mm, upward curved, WL 15cm
LC-060-129 5279	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2.5mm, 45° aufwärts gebogen, NL 18cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2.5mm, upward curved, WL 18cm
LC-060-130 5280	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 3mm, 45° aufwärts gebogen, NL 8cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 3mm, upward curved, WL 8cm
LC-060-131 5281	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 3mm, 45° aufwärts gebogen, NL 12.5cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 3mm, upward curved, WL 12.5cm
LC-060-132 5282	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 3mm, 45° aufwärts gebogen, NL 15cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 3mm, upward curved, WL 15cm
LC-060-133 5283	HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 3mm, 45° aufwärts gebogen, NL 18cm HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 3mm, upward curved, WL 18cm



LC-060-134
bis / to
LC-060-145



LC-060-146 /
LC-060-147



LC-060-220
bis / to
LC-060-222



LC-060-134
bis / to
LC-060-222

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5284	LC-060-134	STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, NL 8cm STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, WL 8cm
5285	LC-060-135	STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, NL 12.5cm STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, WL 12.5cm
5286	LC-060-136	STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, NL 15cm STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, WL 15cm
5287	LC-060-137	STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, NL 18cm STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, WL 18cm
5288	LC-060-138	STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 45° aufwärts gebogen, NL 8cm STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 45° upward curved, WL 8cm
5289	LC-060-139	STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 45° aufwärts gebogen, NL 12.5cm STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 45° upward curved, WL 12.5cm
5290	LC-060-140	STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 45° aufwärts gebogen, NL 15cm STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 45° upward curved, WL 15cm
5291	LC-060-141	STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 45° aufwärts gebogen, NL 18cm STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 45° upward curved, WL 18cm
5292	LC-060-142	STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 90° aufwärts gebogen, NL 8cm STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 90° upward curved, WL 8cm
5293	LC-060-143	STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 90° aufwärts gebogen, NL 12.5cm STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 90° upward curved, WL 12.5cm
5294	LC-060-144	STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 90° aufwärts gebogen, NL 15cm STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 90° upward curved, WL 15cm
5295	LC-060-145	STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 90° aufwärts gebogen, NL 15cm STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 90° upward curved, WL 15cm
5296	LC-060-146	STRÜMPEL Biopsie- und Fasszange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, Absaugkanal, NL 12.5cm STRÜMPEL biopsy and grasping forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, suction channel, WL 12.5cm
5297	LC-060-147	STRÜMPEL Biopsie- und Fasszange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 45° aufwärts gebogen, Absaugkanal, NL 12.5cm STRÜMPEL biopsy and grasping forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 45° upward curved, suction channel, WL 12.5cm
5341	LC-060-220	WULLSTEIN Ohrzange, extra zart, ovaler Löffel, Ø 0.6mm, rechts gebogen, NL 8cm WULLSTEIN ear forceps, extra fine, oval spoon, Ø 0.6mm, curved right, WL 8cm
5342	LC-060-221	WULLSTEIN Ohrzange, extra zart, ovaler Löffel, Ø 0.6mm, links gebogen, NL 8cm WULLSTEIN ear forceps, extra fine, oval spoon, Ø 0.6mm, curved left, WL 8cm
5343	LC-060-222	WULLSTEIN Ohrzange, extra zart, ovaler Löffel, Ø 0.6mm, aufwärts gebogen, NL 8cm WULLSTEIN ear forceps, extra fine, oval spoon, Ø 0.6mm, upward curved, WL 8cm



LC-060-150
bis / to
LC-060-169



LC-060-150
bis / to
LC-060-169

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LC-060-150 5298	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, NL 8cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, WL 8cm
LC-060-151 5299	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, NL 12.5cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, WL 12.5cm
LC-060-152 5300	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, NL 15cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, WL 15cm
LC-060-153 5301	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, NL 18cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, WL 18cm
LC-060-154 5302	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, rechts gebogen, NL 8cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, curved right, WL 8cm
LC-060-155 5303	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, rechts gebogen, NL 12.5cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, curved right, WL 12.5cm
LC-060-156	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, rechts gebogen, NL 15cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, curved right, WL 15cm
LC-060-157 5304	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, rechts gebogen, NL 18cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, curved right, WL 18cm
LC-060-158 5305	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, links gebogen, NL 8cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, curved left, WL 8cm
LC-060-159 5306	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, links gebogen, NL 12.5cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, curved left, WL 12.5cm
LC-060-160 5307	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, links gebogen, NL 15cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, curved left, WL 15cm
LC-060-161 5308	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, links gebogen, NL 18cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, curved left, WL 18cm
LC-060-162 5309	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, aufwärts gebogen, NL 8cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, upward curved, WL 8cm
LC-060-163 5310	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, aufwärts gebogen, NL 12.5cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, upward curved, WL 12.5cm
LC-060-164 5311	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, aufwärts gebogen, NL 15cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, upward curved, WL 15cm
LC-060-165 5312	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, aufwärts gebogen, NL 18cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, upward curved, WL 18cm
LC-060-166 5313	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, abwärts gebogen, NL 8cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, downward curved, WL 8cm
LC-060-167 5314	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, abwärts gebogen, NL 12.5cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, downward curved, WL 12.5cm
LC-060-168 5315	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, abwärts gebogen, NL 15cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, downward curved, WL 15cm
LC-060-169 5316	Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, abwärts gebogen, NL 18cm Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, downward curved, WL 18cm



LC-060-180
bis / to
LC-060-199



LC-060-180
bis / to
LC-060-199

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5317	LC-060-180	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, NL 8cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, WL 8cm
5318	LC-060-181	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, NL 12.5cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, WL 12.5cm
5319	LC-060-182	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, NL 15cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, WL 15cm
5320	LC-060-183	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, NL 18cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, WL 18cm
5321	LC-060-184	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, rechts gebogen, NL 8cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, curved right, WL 8cm
5322	LC-060-185	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, rechts gebogen, NL 12.5cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, curved right, WL 12.5cm
5323	LC-060-186	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, rechts gebogen, NL 15cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, curved right, WL 15cm
5324	LC-060-187	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, rechts gebogen, NL 18cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, curved right, WL 18cm
5325	LC-060-188	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, links gebogen, NL 8cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, curved left, WL 8cm
5326	LC-060-189	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, links gebogen, NL 12.5cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, curved left, WL 12.5cm
5327	LC-060-190	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, links gebogen, NL 15cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, curved left, WL 15cm
5328	LC-060-191	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, links gebogen, NL 18cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, curved left, WL 18cm
5329	LC-060-192	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, aufwärts gebogen, NL 8cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, upward curved, WL 8cm
5330	LC-060-193	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, aufwärts gebogen, NL 12.5cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, upward curved, WL 12.5cm
5331	LC-060-194	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, aufwärts gebogen, NL 15cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, upward curved, WL 15cm
5332	LC-060-195	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, aufwärts gebogen, NL 18cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, upward curved, WL 18cm
5333	LC-060-196	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, abwärts gebogen, NL 8cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, downward curved, WL 8cm
5334	LC-060-197	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, abwärts gebogen, NL 8cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, downward curved, WL 8cm
5335	LC-060-198	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, abwärts gebogen, NL 8cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, downward curved, WL 8cm
5336	LC-060-199	Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, abwärts gebogen, NL 8cm Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, downward curved, WL 8cm



LC-070-001
bis / to
LC-070-004



LC-070-010
bis / to
LC-070-013



LC-070-005
bis / to
LC-070-008



LC-070-014
bis / to
LC-070-016



LC-070-009



LC-070-017



LC-070-001
bis / to
LC-070-004

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

LC-070-001	5346	Mikro Faszange, gerieft, gerade, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro grasping forceps, serrated, straight, jaw Ø 2.4mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
LC-070-002	5347	Mikro Faszange, gerieft, aufgebogen, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro grasping forceps, serrated, upward curved, jaw Ø 2.4mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
LC-070-003	5348	Mikro Faszange, gerieft, rechts gebogen, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro grasping forceps, serrated, curved right, jaw Ø 2.4mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
LC-070-004	5349	Mikro Faszange, gerieft, links gebogen, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro grasping forceps, serrated, curved left, jaw Ø 2.4mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
LC-070-005	5350	ALLIGATOR Mikro Faszange, gerade, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm ALLIGATOR micro grasping forceps, straight, jaw Ø 2.4mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
LC-070-006	5351	ALLIGATOR Mikro Faszange, aufgebogen, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm ALLIGATOR micro grasping forceps, upward curved, jaw Ø 2.4mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
LC-070-007	5352	ALLIGATOR Mikro Faszange, rechts gebogen, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm ALLIGATOR micro grasping forceps, curved right, jaw Ø 2.4mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
LC-070-008	5353	ALLIGATOR Mikro Faszange, links gebogen, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm ALLIGATOR micro grasping forceps, curved left, jaw Ø 2.4mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
LC-070-009	5354	MAUSZAHN Mikro Faszange, 1x2 Zähne, gerade, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm MOUSETEETH micro grasping forceps, 1x2 teeth, straight, jaw Ø 2.4mm, tube 1.5mm, WL 7cm
LC-070-010	5355	Mikro Faszange, fein gerieft, gerade, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm Micro grasping fine forceps serrated, straight, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm
LC-070-011	5356	Mikro Faszange, fein gerieft, aufgebogen, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm Micro grasping fine forceps serrated, upward curved, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm
LC-070-012	5357	Mikro Faszange, fein gerieft, rechts gebogen, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm Micro grasping fine forceps serrated, curved right, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm
LC-070-013	5358	Mikro Faszange, fein gerieft, links gebogen, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm Micro grasping fine forceps serrated, curved left, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm
LC-070-014	5359	ALLIGATOR Mikro Faszange, fein, gerade, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm ALLIGATOR micro grasping forceps, fine, straight, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm
LC-070-015	5360	ALLIGATOR Mikro Faszange, fein, rechts gebogen, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm ALLIGATOR micro grasping forceps, fine, curved right, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm
LC-070-016	5361	ALLIGATOR Mikro Faszange, fein, links gebogen, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm ALLIGATOR micro grasping forceps, fine, curved left, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm
LC-070-017	5362	MAUSZAHN Mikro Faszange, 1x2 Zähne, fein, gerade, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm MOUSETEETH micro grasping forceps, 1x2 teeth, fine, straight, jaw Ø 1.7mm, tube 0.9mm, WL 7cm



LC-070-020
bis / to
LC-070-035



LC-070-020
bis / to
LC-070-035

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5363	LC-070-020	Mikro Löffelzange, gerade, Maulteil Ø 1.0mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, straight, jaw Ø 1.0mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
5364	LC-070-021	Mikro Löffelzange, aufwärts gebogen, Maulteil Ø 1.0mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, upward curved, jaw Ø 1.0mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
5365	LC-070-022	Mikro Löffelzange, rechts gebogen, Maulteil Ø 1.0mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, curved right, jaw Ø 1.0mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
5366	LC-070-023	Mikro Löffelzange, links gebogen, Maulteil Ø 1.0mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, curved left, jaw Ø 1.0mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
5367	LC-070-024	Mikro Löffelzange, gerade, Maulteil Ø 1.5mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, straight, jaw Ø 1.5mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
5368	LC-070-025	Mikro Löffelzange, aufwärts gebogen, Maulteil Ø 1.5mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, upward curved, jaw Ø 1.5mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
5369	LC-070-026	Mikro Löffelzange, rechts gebogen, Maulteil Ø 1.5mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, curved right, jaw Ø 1.5mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
5370	LC-070-027	Mikro Löffelzange, links gebogen, Maulteil Ø 1.5mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, curved left, jaw Ø 1.5mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
5371	LC-070-028	Mikro Löffelzange, gerade, Maulteil Ø 2.0mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, straight, jaw Ø 2.0mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
5372	LC-070-029	Mikro Löffelzange, aufwärts gebogen, Maulteil Ø 2.0mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, upward curved, jaw Ø 2.0mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
5373	LC-070-030	Mikro Löffelzange, rechts gebogen, Maulteil Ø 2.0mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, curved right, jaw Ø 2.0mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
5374	LC-070-031	Mikro Löffelzange, links gebogen, Maulteil Ø 2.0mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, curved left, jaw Ø 2.0mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
5375	LC-070-032	Mikro Löffelzange, gerade, Maulteil Ø 2.5mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, straight, jaw Ø 2.5mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
5376	LC-070-033	Mikro Löffelzange, aufwärts gebogen, Maulteil Ø 2.5mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, upward curved, jaw Ø 2.5mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
5377	LC-070-034	Mikro Löffelzange, rechts gebogen, Maulteil Ø 2.5mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, curved right, jaw Ø 2.5mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
5378	LC-070-035	Mikro Löffelzange, links gebogen, Maulteil Ø 2.5mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, curved left, jaw Ø 2.5mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm



LC-070-036
bis / to
LC-070-047



LC-070-036
bis / to
LC-070-047

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LC-070-036 5379	Mikro Löffelzange, oval, gerade, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, oval, straight, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
LC-070-037 5380	Mikro Löffelzange, oval, aufwärts gebogen, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, oval, upward curved, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
LC-070-038 5381	Mikro Löffelzange, oval, rechts gebogen, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, oval, curved right, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
LC-070-039 5382	Mikro Löffelzange, oval, links gebogen, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, oval, curved left, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
LC-070-040 5383	Mikro Löffelzange, fein, gerade, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm Micro spoon forceps, fine, straight, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm
LC-070-041 5384	Mikro Löffelzange, fein, aufwärts gebogen, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm Micro spoon forceps, fine, upward curved, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm
LC-070-042 5385	Mikro Löffelzange, fein, rechts gebogen, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm Micro spoon forceps, fine, curved right, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm
LC-070-043 5386	Mikro Löffelzange, fein, links gebogen, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm Micro spoon forceps, fine, curved left, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm
LC-070-044 5387	Mikro Löffelzange, oval, fein, gerade, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, oval, fine, straight, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
LC-070-045 5388	Mikro Löffelzange, oval, fein, aufwärts gebogen, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, oval, fine, upward curved, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
LC-070-046 5389	Mikro Löffelzange, oval, fein, rechts gebogen, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, oval, fine, curved right, tube Ø 1.5mm, WL 7cm
LC-070-047 5390	Mikro Löffelzange, oval, fein, links gebogen, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm Micro spoon forceps, oval, fine, curved left, tube Ø 1.5mm, WL 7cm



LC-007-010
bis / to
LC-007-033



LC-007-010
bis / to
LC-007-033



LC-007-066
bis / to
LC-007-072



LC-007-066
bis / to
LC-007-072

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
4978	LC-007-010	BELLUCCI Schere, gerade, NL 10cm <i>BELLUCCI scissors, straight, WL 10cm</i>
4979	LC-007-011	BELLUCCI Scherchen, zartes Modell, Schnittlänge 8mm, NL 8cm <i>BELLUCCI scissors, fine modell, cutting length 8mm, WL 8cm</i>
4980	LC-007-012	BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 8mm, NL 8cm <i>BELLUCCI scissors, cutting length 8mm, WL 8cm</i>
4981	LC-007-013	BELLUCCI Scherchen, extra fein, Schnittlänge 7mm, NL 8cm <i>BELLUCCI scissors, extra fine, cutting length 7mm, WL 8cm</i>
4983	LC-007-015	BELLUCCI Schere, gerade, NL 12.5cm <i>BELLUCCI scissors, straight, WL 12.5cm</i>
4989	LC-007-030	BELLUCCI Scherchen, zartes Modell, Schnittlänge 3mm, NL 8cm <i>BELLUCCI scissors, fine modell, cutting length 3mm, WL 8cm</i>
4990	LC-007-031	BELLUCCI Scherchen, zartes Modell, Schnittlänge 3mm, NL 12.5cm <i>BELLUCCI scissors, fine modell, cutting length 3mm, WL 12.5cm</i>
4991	LC-007-032	BELLUCCI Scherchen, zartes Modell, Schnittlänge 3mm, NL 15cm <i>BELLUCCI scissors, fine modell, cutting length 3mm, WL 15cm</i>
4992	LC-007-033	BELLUCCI Scherchen, zartes Modell, Schnittlänge 3mm, NL 18cm <i>BELLUCCI scissors, fine modell, cutting length 3mm, WL 18cm</i>
5025	LC-007-066	WULLSTEIN Scherchen, extra zart, NL 8cm <i>WULLSTEIN scissors, extra fine, WL 8cm</i>
5026	LC-007-067	WULLSTEIN Scherchen, extra zart, NL 9cm <i>WULLSTEIN scissors, extra fine, WL 9cm</i>
5027	LC-007-068	WULLSTEIN Scherchen, zart, rechts gebogen, NL 9cm <i>WULLSTEIN scissors, fine, curved right, WL 9cm</i>
5028	LC-007-069	WULLSTEIN Scherchen, zart, links gebogen, NL 9cm <i>WULLSTEIN scissors, fine, curved left, WL 9cm</i>
5029	LC-007-070	WULLSTEIN Scherchen, zart, aufwärts gebogen, NL 9cm <i>WULLSTEIN scissors, fine, upward curved, WL 9cm</i>
5030	LC-007-071	FISCH Scherchen zur Crurotomie, links gebogen, Schnittlänge 3mm, NL 8cm <i>FISCH crurotomy scissors, curved left, cutting length 3mm, WL 8cm</i>
5031	LC-007-072	FISCH Scherchen zur Crurotomie, rechts gebogen, Schnittlänge 3mm, NL 8cm <i>FISCH crurotomy scissors, curved right, cutting length 3mm, WL 8cm</i>



LC-007-034
bis / to
LC-007-049



LC-007-034
bis / to
LC-007-049

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LC-007-034 4993	BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 5mm, NL 8cm BELLUCCI scissors, cutting length 5mm, WL 8cm
LC-007-035 4994	BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 5mm, NL 12.5cm BELLUCCI scissors, cutting length 5mm, WL 12.5cm
LC-007-036 4995	BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 5mm, NL 15cm BELLUCCI scissors, cutting length 5mm, WL 15cm
LC-007-037 4996	BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 5mm, NL 18cm BELLUCCI scissors, cutting length 5mm, WL 18cm
LC-007-038 4997	BELLUCCI Scherchen, rechts gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 8cm BELLUCCI scissors, curved right, cutting length 5mm, WL 8cm
LC-007-039 4998	BELLUCCI Scherchen, rechts gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 12.5cm BELLUCCI scissors, curved right, cutting length 5mm, WL 12.5cm
LC-007-040 4999	BELLUCCI Scherchen, rechts gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 15cm BELLUCCI scissors, curved right, cutting length 5mm, WL 15cm
LC-007-041 5000	BELLUCCI Scherchen, rechts gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 18cm BELLUCCI scissors, curved right, cutting length 5mm, WL 18cm
LC-007-042 5001	BELLUCCI Scherchen, links gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 8cm BELLUCCI scissors, curved left, cutting length 5mm, WL 8cm
LC-007-043 5002	BELLUCCI Scherchen, links gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 12.5cm BELLUCCI scissors, curved left, cutting length 5mm, WL 12.5cm
LC-007-044 5003	BELLUCCI Scherchen, links gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 15cm BELLUCCI scissors, curved left, cutting length 5mm, WL 15cm
LC-007-045 5004	BELLUCCI Scherchen, links gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 18cm BELLUCCI scissors, curved left, cutting length 5mm, WL 18cm
LC-007-046 5005	BELLUCCI Scherchen, aufwärts gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 8cm BELLUCCI scissors, upward curved, cutting length 5mm, WL 8cm
LC-007-047 5006	BELLUCCI Scherchen, aufwärts gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 12.5cm BELLUCCI scissors, upward curved, cutting length 5mm, WL 12.5cm
LC-007-048 5007	BELLUCCI Scherchen, aufwärts gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 15cm BELLUCCI scissors, upward curved, cutting length 5mm, WL 15cm
LC-007-049 5008	BELLUCCI Scherchen, aufwärts gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 18cm BELLUCCI scissors, upward curved, cutting length 5mm, WL 18cm



LC-007-050
bis / to
LC-007-065



LC-007-050
bis / to
LC-007-065

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5009	LC-007-050	SHEA-BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 7mm, NL 8cm <i>SHEA-BELLUCCI scissors, cutting length 7mm, WL 8cm</i>
5010	LC-007-051	SHEA-BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 7mm, NL 12.5cm <i>SHEA-BELLUCCI scissors, cutting length 7mm, WL 12.5cm</i>
5011	LC-007-052	SHEA-BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 7mm, NL 15cm <i>SHEA-BELLUCCI scissors, cutting length 7mm, WL 15cm</i>
5012	LC-007-053	SHEA-BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 7mm, NL 18cm <i>SHEA-BELLUCCI scissors, cutting length 7mm, WL 18cm</i>
5013	LC-007-054	SHEA-BELLUCCI Scherchen, rechts gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 8cm <i>SHEA-BELLUCCI scissors, curved right, cutting length 7mm, WL 8cm</i>
5014	LC-007-055	SHEA-BELLUCCI Scherchen, rechts gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 12.5cm <i>SHEA-BELLUCCI scissors, curved right, cutting length 7mm, WL 12.5cm</i>
5015	LC-007-056	SHEA-BELLUCCI Scherchen, rechts gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 15cm <i>SHEA-BELLUCCI scissors, curved right, cutting length 7mm, WL 15cm</i>
5016	LC-007-057	SHEA-BELLUCCI Scherchen, rechts gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 18cm <i>SHEA-BELLUCCI scissors, curved right, cutting length 7mm, WL 18cm</i>
5017	LC-007-058	SHEA-BELLUCCI Scherchen, links gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 8cm <i>SHEA-BELLUCCI scissors, curved left, cutting length 7mm, WL 8cm</i>
5018	LC-007-059	SHEA-BELLUCCI Scherchen, links gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 12.5cm <i>SHEA-BELLUCCI scissors, curved left, cutting length 7mm, WL 12.5cm</i>
5019	LC-007-060	SHEA-BELLUCCI Scherchen, links gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 15cm <i>SHEA-BELLUCCI scissors, curved left, cutting length 7mm, WL 15cm</i>
5020	LC-007-061	SHEA-BELLUCCI Scherchen, links gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 18cm <i>SHEA-BELLUCCI scissors, curved left, cutting length 7mm, WL 18cm</i>
5021	LC-007-062	SHEA-BELLUCCI Scherchen, aufwärts gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 8cm <i>SHEA-BELLUCCI scissors, upward curved, cutting length 7mm, WL 8cm</i>
5022	LC-007-063	SHEA-BELLUCCI Scherchen, aufwärts gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 12.5cm <i>SHEA-BELLUCCI scissors, upward curved, cutting length 7mm, WL 12.5cm</i>
5023	LC-007-064	SHEA-BELLUCCI Scherchen, aufwärts gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 15cm <i>SHEA-BELLUCCI scissors, upward curved, cutting length 7mm, WL 15cm</i>
5024	LC-007-065	SHEA-BELLUCCI Scherchen, aufwärts gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 18cm <i>SHEA-BELLUCCI scissors, upward curved, cutting length 7mm, WL 18cm</i>



LC-007-014
bis / to
LC-007-075



LC-007-014
bis / to
LC-007-075



LC-007-100
bis / to
LD-007-112



LC-007-100
bis / to
LC-007-112

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LC-007-014 4982	FISCH-BELLUCCI Mikro Scherchen, extra fein, Schnittlänge 2mm, NL 8cm <i>FISH-BELLUCCI micro scissors, extra fine, cutting length 2mm, WL 8cm</i>
LC-007-014-1	FISCH-BELLUCCI Mikro Scherchen, extra fein, Schnittlänge 2mm, NL 8cm, Instrument mit dünnem Schaft <i>FISH-BELLUCCI micro scissors, extra fine, cutting length 2mm, WL 8cm, instrument with slim sheath</i>
LC-007-073 5032	BELLUCCI Mikro Scherchen, rechts rund gebogen, zart, NL 8cm <i>BELLUCCI micro scissors, curved right round, fine, WL 8cm</i>
LC-007-074 5033	BELLUCCI Mikro Scherchen, links rund gebogen, zart, NL 8cm <i>BELLUCCI micro scissors, curved left round, fine, WL 8cm</i>
LC-007-075 5034	HOUSE-BELLUCCI Mikro Scherchen, extra zart, NL 8cm <i>HOUSE-BELLUCCI micro scissors, extra fine, WL 8cm</i>
LC-007-100	Mikro Schere, gerade, Maulteil Ø 2.3mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm <i>Micro scissors, straight, jaw Ø 2.3mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>
LC-007-101	Mikro Schere, gerade, horizontal, Maulteil Ø 2.3mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm <i>Micro scissors, straight, horizontal, jaw Ø 2.3mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>
LC-007-102	Mikro Schere, aufwärts gebogen, Maulteil Ø 2.3mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm <i>Micro scissors, upward curved, jaw Ø 2.3mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>
LC-007-103	Mikro Schere, horizontal aufwärts gebogen, Maulteil Ø 2.3mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm <i>Micro scissors, horizontal upward curved, jaw Ø 2.3mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>
LC-007-104	Mikro Schere, recht gebogen, Maulteil Ø 2.3mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm <i>Micro scissors, curved right, jaw Ø 2.3mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>
LC-007-105	Mikro Schere, links gebogen, Maulteil Ø 2.3mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm <i>Micro scissors, curved left, jaw Ø 2.3mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>
LC-007-106	Mikro Schere, gerade, Maulteil Ø 2.3mm, Schnittlänge 8mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm <i>Micro scissors, straight, jaw Ø 2.3mm, cutting length 8mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>
LC-007-107 5042	Mikro Schere, fein, gerade, Maulteil Ø 1.8mm, Schaft Ø 0.9mm <i>Micro scissors, fine, straight, jaw Ø 1.8mm, tube Ø 0.9mm</i>
LC-007-108 5043	Mikro Schere, fein, gerade, horizontal, Maulteil Ø 1.8mm, Schaft Ø 0.9mm <i>Micro scissors, fine, straight, horizontal, jaw Ø 1.8mm, tube Ø 0.9mm</i>
LC-007-109 5044	Mikro Schere, fein, aufwärts gebogen, Maulteil Ø 1.8mm, Schaft Ø 0.9mm <i>Micro scissors, fine, upward curved, jaw Ø 1.8mm, tube Ø 0.9mm</i>
LC-007-110 5045	Mikro Schere, fein, horizontal aufwärts gebogen, Maulteil Ø 1.8mm, Schaft Ø 0.9mm <i>Micro scissors, fine, horizontal upward curved, jaw Ø 1.8mm, tube Ø 0.9mm</i>
LC-007-111	Mikro Schere, fein, rechts gebogen, Maulteil Ø 1.8mm, Schaft Ø 0.9mm <i>Micro scissors, fine, curved right, jaw Ø 1.8mm, tube Ø 0.9mm</i>
LC-007-112	Mikro Schere, fein, link gebogen, Maulteil Ø 1.8mm, Schaft Ø 0.9mm <i>Micro scissors, fine, curved left, jaw Ø 1.8mm, tube Ø 0.9mm</i>



**LD-002-105 /
LD-002-106**



LD-002-061 LD-002-060
bis / to
LD-002-065




**LC-060-223 /
LC-060-224**



**LC-060-223
bis / to
LC-060-224**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LC-060-223 5344	HEERMANN Ohrzange, gerade, NL 10cm <i>HEERMANN ear forceps, straight, WL 10cm</i>
LC-060-224 5345	HEERMANN Ohrzange, extra zart, gerade, NL 10cm <i>HEERMANN ear forceps, extra fine, straight, WL 10cm</i>
LD-002-060 5624	HEERMANN Handgriff für Meißel LD-002-061 bis LD-002-065 <i>HEERMANN handle for chisels LD-002-061 to LD-002-065</i>
LD-002-061 5625	HEERMANN Flachmeißel, 0.7mm <i>HEERMANN flat chisel, 0.7mm</i>
LD-002-062 5626	HEERMANN Hohlmeißel, 0.7mm <i>HEERMANN hollow chisel, 0.7mm</i>
LD-002-063 5627	HEERMANN Hohlmeißel, 1.0mm <i>HEERMANN hollow chisel, 1.0mm</i>
LD-002-064 5628	HEERMANN Hohlmeißel, 1.5mm <i>HEERMANN hollow chisel, 1.5mm</i>
LD-002-065 5629	HEERMANN Hohlmeißel, 3.0mm <i>HEERMANN hollow chisel, 3.0mm</i>
LD-002-105 5650	HEERMANN Hammer, klein, 16.5cm <i>HEERMANN mallet, small, 16.5cm</i>
LD-002-106 5651	HEERMANN Hammer, gross, 16.5cm <i>HEERMANN mallet, large, 16.5cm</i>



**LD-002-105 /
LD-002-106**



**LC-080-001
bis / to
LC-080-008**



**LC-080-010 /
LC-080-011**



**LC-080-020
bis / to
LC-080-024**



**LC-080-030
bis / to
LC-080-032**



LC-080-040


	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
5339	LC-060-210	Einsetzinstrument für Paukenröhrchen, klein, 0.8 x 5mm, NL 96mm <i>Myringotomy tube introducer, small, 0.8 x 5mm, WL 96</i>
5340	LC-060-211	Einsetzinstrument für Paukenröhrchen, medium, 1 x 5mm, NL 96mm <i>Myringotomy tube introducer, medium, 1 x 5mm, WL 96</i>
	LC-080-001	TÜBINGER Paukenröhrchen, Gold-Platin, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.55mm, VE 10 Stück <i>TÜBINGEN myringotomy tube, gold-platinum, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.55mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-002	TÜBINGER Paukenröhrchen, Gold-Platin, mit Draht, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.55mm, VE 10 Stück <i>TÜBINGEN myringotomy tube, gold-platinum, with wire, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.55mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-003	TÜBINGER Paukenröhrchen, Gold-Platin, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück <i>TÜBINGEN myringotomy tube, gold-platinum, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-004	TÜBINGER Paukenröhrchen, Gold-Platin, mit Draht, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück <i>TÜBINGEN myringotomy tube, gold-platinum, with wire, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-005	TÜBINGER Paukenröhrchen, Silber-vergoldet, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.55mm, VE 10 Stück <i>TÜBINGEN myringotomy tube, silver-gold-plated, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.55mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-006	TÜBINGER Paukenröhrchen, Silber-vergoldet, mit Draht, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.55mm, VE 10 Stück <i>TÜBINGEN myringotomy tube, silver-gold-plated, with wire, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.55mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-007	TÜBINGER Paukenröhrchen, Silber-vergoldet, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück <i>TÜBINGEN myringotomy tube, silver-gold-plated, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-008	TÜBINGER Paukenröhrchen, Silber-vergoldet, mit Draht, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück <i>TÜBINGEN myringotomy tube, silver-gold-plated, with wire, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-009	TÜBINGER Paukenröhrchen, titanbeschichtet, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.55mm, VE 10 Stück <i>TÜBINGEN myringotomy tube, titanium coated, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.55mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-012	TÜBINGER Paukenröhrchen, titanbeschichtet, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück <i>TÜBINGEN myringotomy tube, titanium coated, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-013	TÜBINGER Paukenröhrchen, Titan, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.55mm, VE 10 Stück <i>TÜBINGEN myringotomy tube, titanium, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.55mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-014	TÜBINGER Paukenröhrchen, Titan, mit Draht, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.55mm, VE 10 Stück <i>TÜBINGEN myringotomy tube, titanium, with wire, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.55mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-015	TÜBINGER Paukenröhrchen, Titan, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück <i>TÜBINGEN myringotomy tube, titanium, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-016	TÜBINGER Paukenröhrchen, Titan, mit Draht, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück <i>TÜBINGEN myringotomy tube, titanium, with wire, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-010	Paukenröhrchen, 1 Öse, Gold-Platin, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, 3.8mm und 4.8mm, VE 10 Stück <i>Myringotomy tube, 1 tag, gold-platinum, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, 3.8mm and 4.8mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-011	Paukenröhrchen, 2 Ösen, Gold-Platin, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, 3.8mm und 4.8mm, VE 10 Stück <i>Myringotomy tube, 2 tags, gold-platinum, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, 3.8mm and 4.8mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-020	DIABOLO Paukenröhrchen, Gold-Platin, Ø innen 0.75mm, Ø aussen 1.6mm, VE 10 Stück <i>DIABOLO myringotomy tube, gold-platinum, Ø inner 0.75mm, Ø outer 1.6mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-021	DIABOLO Paukenröhrchen, Gold-Platin, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.55mm, VE 10 Stück <i>DIABOLO myringotomy tube, gold-platinum, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.55mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-022	DIABOLO Paukenröhrchen, Gold-Platin, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück <i>DIABOLO myringotomy tube, gold-platinum, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-030	Paukenröhrchen, mit Trokar, Silber-vergoldet, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück <i>Myringotomy tube, with trocar, silver-gold-plated, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-031	Paukenröhrchen, mit Trokar, Titan, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück <i>Myringotomy tube, with trocar, titanium, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>
	LC-080-032	Trokarhalter für LC-080-031 und LC-080-032 <i>Trocar holder for LC-080-031 and LC-080-032</i>
	LC-080-040	BENZ Minimal-Paukenröhrchen, Edelstahl-vergoldet (nicht MRI kompatibel), Ø innen 0.6mm, VE 10 Stück <i>BENZ minimal myringotomy tube, stainless steel-gold-plated (not MRI compatible), Ø inner 0.6mm, pack of 10 pieces</i>



LD-002-150
bis / to
LD-002-152



LD-002-153



ZA-004-265



LD-002-165

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LD-002-150 5659	HOUSE Gelfoam-Quetschzange, Blatt 11 x 14mm, 18cm HOUSE gelfoam-pressure forceps, plate 11 x 14mm, 18cm
LD-002-151 5660	HOUSE Gelfoam-Quetschzange, Blatt 22 x 30mm, 18cm HOUSE gelfoam-pressure forceps, plate 22 x 30mm, 18cm
LD-002-152	HOUSE Gelfoam-Quetschzange, Blatt 30 x 30mm, 18cm HOUSE gelfoam-pressure forceps, plate 30 x 30mm, 18cm
LD-002-153	SCHUHKNECHT Biegegerät SCHUHKNECHT bending block
LD-002-154	SHEA Venenpresse, 13cm (ohne Abbildung) SHEA vein press, 13cm (without illustration)
LD-002-165 5663	ARKANSAS Abziehstein ARKANSAS stone
ZA-004-265	Präpariertablett aus Metall mit mm-Skala Metal plate for measuring and preparing with mm-scale